

MB Fit24™ cfDNS-készlet CE IVD

Termék	Preparátumok
B3298-10-48PFCEIVD	48 előkészítés

Kézikönyv dátuma: 2026. június
Átdolgozás száma: v1.2

IVD

In vitro diagnosztikai használatra

CE

MB Fit24™ cfDNS-készlet CE IVD

Tartalomjegyzék

Rendeltetésszerű használat és Rendeltetésszerű felhasználó	2
Termékleírás	3
A készlet tartalma/Tárolás és stabilitás.....	4
Minőség-ellenőrzés/Figyelmeztetések/ Biztonsági információk.....	5
Óvintézkedések.....	6
Korlátozások.....	7
Mennyiségi meghatározás.....	8
Műanyag eszközök kezelése és előkészítése.....	9
Protokoll legfeljebb 4 ml plazmához/szérumhoz.....	11
Elérhetőségi adatok.....	13
Szimbólumok.....	14
Dokumentum átdolgozási előzményei	16
Értesítések és felelősségkizárások.....	17

Kézikönyv dátuma: 2026. június

Átdolgozás száma: v1.2



Rendeltetészerű használat

In vitro diagnosztikai használatra.

Az MB Fit24™ cfDNS-készlet CE IVD laboratóriumi körülmények között használható, legfeljebb 4 ml plazma/szérum cfDNS-extrakciójára a MagBinder® Fit²⁴ nukleinsav-tisztító rendszeren.

Rendeltetészerű felhasználó

Ez a készlet professzionális használatra szolgál.

Az MB Fit24™ cfDNS-készlet CE IVD in vitro használatra szolgál, és professzionális felhasználók, például a molekuláris biológiai technikákra és/vagy a mágneses feldolgozófelületek működtetésére speciálisan kiképzett laboratóriumi személyzet, technikusok, kutatók és orvosok használhatják vagy azok felügyelete mellett használható.

Termékleírás

Az MB Fit24™ cfDNS-készlet CE IVD a MagBinder® Fit²⁴ nukleinsav-tisztító rendszer használatával a keringő DNS gyors és megbízható izolálására szolgál legfeljebb 4 ml plazma/szérum mintákból. Ez a készlet automatizálásra kész, előre feltöltött Mag-Bind® cfDNS-készlet reagenseket tartalmaz, amelyek a gyorsabb és következetesebb eredmények biztosítása érdekében kifejezetten a MagBinder® Fit²⁴ készülékhez konfiguráltak, használatra kész reagenskazettába rendeztek. Ez az eljárás félautomata extrakciós munkafolyamatot biztosít legfeljebb 24 minta feldolgozásához kevesebb mint 55 perc alatt, miután betöltötték a MagBinder® Fit²⁴ műszerbe.

Az MB Fit24™ cfDNS-készlet CE IVD egyszerűsíti és kényelmesebbé teszi a használatot, fokozza az extrakció pontosságát, továbbá a reagens-előkészítési és pufferadagolási lépések kihagyásával csökkenti az emberi beavatkozás időtartamát. A mintákat kapcsolat nélkül lizálják, és a lizátumot átviszik a kötőpuffert tartalmazó reagenscellába. Az egyedi összetételű kötőpuffer lehetővé teszi a nagy mintamennyiségek félautomata módon történő feldolgozását úgy, hogy egy reagenskazettában legfeljebb 4 ml plazma vagy szérum feldolgozása történik a minta kettéválasztása nélkül. A Mag-Bind® CH részecske mágneses tulajdonságai lehetővé teszik a gyors mágneses elválasztást, különösen nagy mennyiséget feldolgozó lépések esetén. A nagy kötési kapacitás csökkenti a szükséges mágneses részecskék mennyiségét, ezáltal csökkentve az elúciós térfogatot. Legfeljebb 4 ml plazma vagy szérum eluálható akár 50 µl-ben. Ez a rendszer egyesíti a Mag-Bind® paramágneses részecskék reverzibilis nukleinsavkötő tulajdonságait egy egyedülálló kötőrendszerrel, amely kisebb (150-400 bp) DNS-fragmentumokat céloz meg, és minimalizálja a nagyobb fragmentumok, például a genomális DNS kötődését. A tisztított cfDNS kiváló minőségű, és közvetlen használatra alkalmas a legtöbb downstream alkalmazásban, például PCR, digitális PCR, új generációs szekvenálás, stb.

A MagBinder® Fit²⁴ műszer olyan tisztítási protokollokkal rendelkezik, amelyeket optimalizáltak mind az előretöltött, mind a felhasználó által feltöltött reagenskazettákkal való használatra. A műszer megköveteli a felhasználótól, hogy a használt készlettel függően válassza ki a megfelelő protokollt. Ha a jelen kézikönyvben felsoroltaktól eltérő térfogatú mintákhoz használja az MB Fit24™ cfDNS-készlet CE IVD-t, az előfeldolgozási utasításokért forduljon az Omega Bio-tek képviselőjéhez.

A DNS/RNS izolálására és tisztítására szolgáló módszerek áttekintése a következő hivatkozott szakirodalomban található^{1,2}.

1 Ali, N., Rampazzo, R., Costa, A., & Krieger, M. A. (2017). Current Nucleic Acid Extraction Methods and Their Implications to Point-of-Care Diagnostics. *BioMed research international*, 2017, 9306564. <https://doi.org/10.1155/2017/9306564>

2 Geciova, J., Bury, D., & Jelen, P. (2002). Methods for disruption of microbial cells for potential use in the dairy industry—a review. *International Dairy Journal*, 12(6), 541-553.

A készlet tartalma

Termék	B3298-10-48PF
Tisztítások	48
Elúciós cső (2 ml)	50
MagBinder® hegyfésű	2 x 2 fésű
Előretöltött reagenskazetta*	48
DS puffer	20 ml
Elúciós puffer	250 ml
Mag-Bind® részecske CH	1,1 ml
Proteináz K oldat	4 ml

*A pufferek és helyük az előretöltött reagenskazettákban a 10. oldalon tekinthetők meg.

Tárolás és stabilitás

Az MB Fit24™ cfDNS-készlet CE IVD komponensei a vásárlás dátumától számított legalább 12 hónapig garantáltak, ha az alábbiak szerint tárolják őket. A proteináz K oldat szobahőmérsékleten legfeljebb 12 hónapig tárolható. Hosszú távú tárolás esetén a proteináz K oldatot 2–8 °C-on kell tárolni. Az összes többi komponenst a címkén feltüntetett ajánlott hőmérsékleten, erős fénytől védve tárolja. A termék felnyitása után a terméket a címkén szereplő utasításoknak megfelelően kell tárolni. Minden használat után győződjön meg arról, hogy a kupakok megfelelően meg vannak szorítva. Hűvös környezeti körülmények között történő szállítás vagy tárolás során egyes pufferekben csapadék képződhet. Oldja fel az ilyen lerakódásokat az oldat 37 °C-on történő melegítésével és óvatos rázásával.

Minőség-ellenőrzés

Az Omega Bio-tek ISO tanúsítvánnyal rendelkező minőségirányítási rendszerének megfelelően az MB Fit24™ cfDNS-készlet CE IVD összes reagensét előre meghatározott specifikációk alapján rutinszerűen, tételről tételre tesztelik, hogy biztosítsák a teljesítmény megbízhatóságát és a változatlan termékminőséget.

Figyelmeztetések

Ez a készlet in vitro diagnosztikai felhasználásra szolgál.

A készlet használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást.

Az extrakciót követően a MagBinder® felülete biológiailag veszélyesnek minősül. A vonatkozó helyi állami/tartományi és/vagy országos előírásoknak megfelelően alkalmazzon megfelelő fertőtlenítési és ártalmatlanítási módszereket.

Biztonsági információk

Minden vegyszer és biológiai anyag potenciálisan veszélyes.

A biológiai minták, például a plazma, a szérum, a szövetek, a testnedvek, a vér stb. potenciálisan fertőzőek, és biológiailag veszélyes anyagként kezelendők. Minden munkát megfelelően felszerelt létesítményben kell végezni, betartva az általános óvintézkedéseket, és megfelelő személyi védőfelszerelést, például egyszer használatos kesztyűt, laboratóriumi köpenyt, védőszemüveget stb. kell használni, az intézményben meghatározott irányelveknek és eljárásoknak megfelelően.

A készletben található különböző reagensok biztonságos kezelésével, szállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat lásd a biztonsági adatlapokon (SDS). A biztonsági adatlapok PDF formátumban a termékoldalon érhetők el: www.omegabiotek.com. Az összes hulladékot a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Övintézkedések

A Mag-Bind® cDNS-készlet CE IVD egyes pufferei guanidin-alapú kaotróp szereket tartalmaznak, amelyek fehéritővel kombinálva nagyon reaktív vegyületeket képezhetnek.

NE adagoljon fehéritőszert vagy savas oldatokat a mintaelőkészítő hulladékot tartalmazó guanidinhez. A reagensekre vonatkozó részletes információkért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapokat online.

Összetevő	Leírás
DS puffer	Tartalma: Anionos tisztítószer. Veszély! Súlyos szemkárosodást okoz. Bőrirritáló hatású. Ártalmas a vízi élővilágra. Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt. Kerülje a környezetbe való kibocsátást. Expozíció vagy aggodalom esetén: forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. SZEMBE KERÜLVE: Néhány percig óvatosan öblítse vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen kivehetők. Folytassa az öblítést. A szennyezett ruhát le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni. BŐRRE KERÜLVE: Mossa le bő vízzel és szappannal. Bőrirritáció esetén kérjen orvosi tanácsot/ellátást.
Proteináz K oldat	Tartalma: Proteináz K. Veszély! Enyhén bőrirritáló hatású. Belélegezve allergiás vagy asztmás tüneteket, illetve légzési nehézségeket okozhat. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt. Viseljen légzésvédő eszközt. Expozíció vagy aggodalom esetén: Forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
JSB puffer	Tartalma: Guanidin-tiocianát és izopropanol. Veszély! Gyúlékony folyadék és gőz. Súlyos szemkárosodást okoz. Lenyelve ártalmas. Bőrirritáló hatású. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tartsa a tartályt szorosan zárva. Földelje/rögzítse a tartályt és a tárolóberendezést. Használjon robbanásbiztos elektromos/szellőző/világító/gyújtószikramentes berendezéseket. Kizárólag szikramentes eszközöket használjon. Tegyen óvintézkedéseket a statikus kisülés ellen. Kezelés után alaposan mossa le az összes szabadon lévő külső testfelületet. A termék használata során ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Viseljen védőkesztyűt, védőruházatot, szemvédőt, arcvédőt. Kerülje a környezetbe való kibocsátást. TŰZ ESETÉN: Az oltáshoz alkoholálló hab vagy normál fehérjehab használandó. SZEMBE KERÜLVE: Néhány percig óvatosan öblítse vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen kivehetők. Folytassa az öblítést. Azonnal hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT /orvost/elsősegélynyújtót. BŐRRE (vagy hajra) KERÜLVE: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. Öblítse le a bőrt vízzel/zuhanyzóssal. Mossa le bő vízzel és szappannal. Öblítse ki a száját. Bőrirritáció esetén forduljon orvoshoz. A szennyezett ruhát le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni.

Övintézkedések

Összetevő	Leírás
GT7 puffer v1.1	Tartalma: Guanidin-tiocianát. Veszély! Lenyelve ártalmas. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Ne lélegezze be a ködöt/gőzöket/permetet. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Viseljen védőruházatot, szemvédőt és arcvédőt. Kezelés után alaposan mossa le az összes szabadon lévő külső testfelületet. A termék használata során ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Kerülje a környezetbe való kibocsátását. LENYELÉS ESETÉN: Öblítse ki a száját. TILOS hánytatni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/elsősegélynyújtóhoz. BŐRRE (vagy hajra) KERÜLVE: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. Öblítse le a bőrt vízzel/zuhanyozással. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. SZEMBE KERÜLVE: Néhány percig óvatosan öblítse vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen kivehetők. Folytassa az öblítést. Azonnal hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT/orvost/elsősegélynyújtót. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és kényelmes légzést kell biztosítani.
esPW puffer	Tartalma: Etanol. Veszély! Rendkívül gyúlékony folyadék és gőz. Súlyos szemkárosodást okoz. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tartsa a tartályt szorosan zárva. Földelje/rögzítse a tartályt és a tárolóberendezést. Használjon robbanásbiztos elektromos/szellőző/világító/gyújtószikramentes berendezéseket. Kizárólag szikramentes eszközöket használjon. Tegyen óvintézkedéseket a statikus kislülés ellen. Kezelés után alaposan mossa le az összes szabadon lévő külső testfelületet. Viseljen védőkesztyűt, védőruházatot, szemvédőt, arcvédőt. TŰZ ESETÉN: Az oltáshoz alkoholálló hab vagy normál fehérjehab használandó. SZEMBE KERÜLVE: Néhány percig óvatosan öblítse vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen kivehetők. Folytassa az öblítést. Ha a szemirritáció továbbra is fennáll, kérjen orvosi segítséget/tanácsot. BŐRRE (vagy hajra) KERÜLVE: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. Öblítse le a bőrt vízzel/zuhanyozással.

Korlátozások

A készlet teljesítményét teljesítményét úgy határozták meg, hogy legfeljebb 4 ml plazma-/szérummintából izolálták a cFDNS-t, és kiértékeltek az így megtisztított cFDNS alkalmazását standard amplifikációs módszerrel végzett közvetlen downstream analízisre. Felhívjuk figyelmét, hogy a felhasználó felelős az Omega Bio-tek teljesítményértékelési vizsgálatai által nem tárgyalt eljárások teljesítményjellemzőinek ellenőrzéséért. A felhasználó felelős továbbá a kiválasztott downstream diagnosztikai alkalmazáshoz szükséges teljesítménymutatók meghatározásáért. Az MB Fit24™ cFDNS-készlet CE IVD segítségével tisztított cFDNS-t használó bármely downstream diagnosztikai alkalmazásban megfelelő és kielégítő ellenőrzéseket kell alkalmazni.

Mennyiségi meghatározás

A cfDNS mennyiségi meghatározására vonatkozó irányelvek

A DNS mennyiségi meghatározását általában spektrofotometriás (NanoDrop®) vagy fluorometriás (Qubit®) módszerekkel végzik. Mindkét módszer pontatlan a keringő, sejtmentes DNS mennyiségi meghatározásában, mivel a cfDNS általában kis mennyiségben van jelen, és ezek a módszerek nem képesek megkülönböztetni a cfDNS-t a nagy molekulatömegű sejtgenomiális DNS-től. Fontos pontos stratégiákat kidolgozni, hogy ne csak a cfDNS pontos mennyiségi meghatározása történjen meg, hanem az extrakció hatékonyságára vonatkozó következtetések levonása is. A cfDNS mennyiségi meghatározását segítő stratégiák egy részét az alábbiakban ismertetjük.

TapeStation

A TapeStation rendszerek sejtmentes DNS ScreenTape vizsgálata biztosítja a cfDNS pontos méretezését és mennyiségi meghatározását, valamint a DNS minőségének értékelését %cfDNS információval. A %cfDNS a cfDNS százalékos arányát jelzi a tisztított minta genomi DNS-éhez képest.

qPCR


A qPCR-elemzésen alapuló mennyiségi meghatározás akkor hatékony, ha a primerek csak a cfDNS-frakciót célozzák meg, a gDNS-frakciót nem. Ellenkező esetben a primerek az eluátumban lévő cfDNS-, és gDNS-frakciókból amplifikálódnak, ami torzítja az eredményeket. Például tumorspecifikus primerek használatával, ha a cfDNS tumorból származik, a cfDNS-frakciót gDNS-interferencia nélkül lehet elemezni. A készlet értékeléséhez a plazmában/szérumban lévő 200 bp baktérium DNS-t tartalmazó spike-in és a baktérium-specifikus primerek használata információt nyújthat az extrakció hatékonyságáról az izolált teljes DNS-ben ténylegesen jelen lévő cfDNS tekintetében.

cfDNS-integritás elemzése

A cfDNS-integritás elemzését az ALU-ismétlések valós idejű PCR-tesztelésével végzik két primerkészlet felhasználásával a különböző hosszúságú DNS-törödékek amplifikálása érdekében (115 bp és 247 bp). Az ALU-szekvenciák nagy mennyiségben vannak jelen a humán genomban, és a 115bp ALU-amplikon amplifikálása a DNS-törödékek teljes mennyiségét képviseli (mind rövid, mind hosszú fragmentumok), míg a 247bp ALU amplikon elsősorban a hosszú DNS fragmentumok teljes mennyiségét képviseli. A cfDNS integritását integritási indexként kell jelenteni, amelyet az ALU247 és az ALU115 arányként kell kiszámítani. Ha az izolált DNS főként gDNS-t tartalmaz, az ALU247/ALU115 várhatóan 1. Az arány 0 és 1 között van, ha rövid fragmentumok (cfDNS) vannak jelen. Általában minél nagyobb a mintában lévő cfDNS mennyisége, annál nagyobb az integritási index.

Műanyag eszközök kezelése és előkészítése

1. Az extrakció megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy van-e kicsapódás jelen a reagenskazettákban. Oldja fel a csapadékokat a reagenskazetta 37 °C-on történő melegítésével és óvatos rázásával.
2. A zárórég eltávolítása előtt pöccintse lefelé vagy óvatosan ütögesse meg az egyes reagenskazettákat, hogy biztosítsa, hogy a reagensek a cellák alján vannak, és nem tapadnak a zárórég alsó oldalára.
3. Óvatosan távolítsa el a tömítést a patronokról, és azonnal helyezze a patronrt a tálcára, amikor készen áll, az elúciós csövekkel együtt a megfelelő helyzetekbe (1. ábra).




4. Döntse a kupakot lefelé, majd befelé, hogy a rögzített kupak zsanérja "Z" alakot képezzen, mielőtt az elúciós csövet a tálcára helyezi (2. ábra).




Műanyag eszközök kezelése és előkészítése

5. Győződjön meg arról, hogy az elúciós csövek nyitva vannak, a kupakok a cső jobb oldalára vannak állítva és le vannak nyomva (3. ábra). Ha van egy másik reagenspatron a jobb oldalon, győződjön meg arról, hogy az elúciós cső kupakjai az első vájat szája alá vannak dugva, az 1. ábrán látható módon.



3. ábra

6. Az alábbi táblázat részletezi a reagenskassetta tartalmát.



Cella helye	Tartalom	Térfogat cellánként
1	JSB puffer	4 ml
2	GT7 puffer v1.1	1 ml
3	GT7 puffer v1.1	1 ml
4	eSPW puffer	1 ml
5	eSPW puffer	1 ml
6	Elúciós puffer ¹	100 µl

¹ Az elúciós puffert az elúciós csőhöz kell adni az extrakció megkezdése előtt.

MB Fit24™ cfDNS-készlet CE IVD

Protokoll legfeljebb 4 ml plazmához/szérumhoz

Fontos: Amikor elindítja a programot a MagBinder® Fit²⁴ műszeren, győződjön meg róla, hogy a helyes protokollt, az OBTIB3298-at választotta ki.

A felhasználó által biztosítandó anyagok és berendezések:

- Inkubátor vagy fűtőblokk, amely 60 °C hőmérséklet előállítására képes
- Vortex keverő
- 10 ml-es szerológiai pipetta
- 15 ml-es centrifugacsövek

Indítás előtt:

- Készítse elő a reagenskazettákat a 9. oldalon található „Műanyag edények kezelése és előkészítése” című rész szerint.
 - Állítsa az inkubátort vagy a hőblokkot 60 °C-ra.
1. Tegyen legfeljebb 4 ml plazma-/szérummintát egy 15 ml-es centrifugacsőbe (nem mellékelte). Ha a minta térfogata kisebb, mint 4 ml, egészítse azt ki 4 ml-re az elúciós pufferból.
 2. Adjon hozzá 60 µl proteináz K oldatot.
 3. Adjon hozzá 270 µl DS puffert.
 4. Vortexelje maximális sebességgel, vagy pipettázza fel és le, hogy alaposan összekeverje.
 5. Inkubálja 60 °C-on 30 percig. Keverje össze 10 percenként fel-le fordítva vagy rázva.
 6. Hagyja 10 percig szobahőmérsékleten állni.

MB Fit24™ cfDNS-készlet CE IVD

7. Távolítsa el a záróréteget a reagenskazettáról, és helyezze a MagBinder® Fit²⁴ betöltőtálcára. Vigye át a 6 lépésben nyert lizátumot a reagenskazetta 1. cellájába. Pipettázza fel és le 5-10-szer, hogy alaposan összekeverje.

Megjegyzés: Készítse elő a reagenskazettákat a 9. oldalon található „Műanyag edények kezelése és előkészítése” című rész szerint.

8. Adagoljon 20 µl Mag-Bind® részecske CH-t a reagenskazetta 1. cellájába. Pipettázza fel és le, hogy alaposan összekeverje.

Megjegyzés: Bővíthető többcsatornás pipettorral egyszerre több patront is alaposan összekeverhet.

9. Készítse elő az elúciós csövet 100 µl elúciós pufferrel való feltöltéssel.

10. Helyezze a hegyfésűket a hegyfésűtartóra.

Megjegyzés: Biztosítsa, hogy a hegyfésű teljesen hátra legyen nyomva, és teljesen a helyén legyen.

11. Helyezze a reagenskazettákat és elúciós csöveket tartalmazó betöltőtálcát a munkalapra. Finoman nyomja le a reagenskazettákat és az elúciós csöveket, hogy biztonságosan rögzüljenek a munkalapon. Csúsztassa be a műszerbe a panelt, és csukja be az ajtót.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az elúciós csövek nyitott helyzetben legyenek, a kupakok a cső jobb oldalán helyezkedjenek el. Az elúciós csövek tájolása fontos a műszerhiba megelőzésében a futtatás során.




12. Indítsa el a programot a MagBinder® Fit²⁴ műszeren.

13. A futtatás befejezése után vegye ki az elúciós csövet a műszerből, és szorosan zárja le a kupakot.

14. A DNS-t -20 °C-on tárolja.
















Elérhetőségi adatok

A kellekek utánrendeléséhez, az eszköz meghibásodásának bejelentéséhez vagy panasz esetén vegye fel a kapcsolatot a következővel:

	Gyártó Omega Bio-tek, Inc. 400 Pinnacle Way Suite #450 Norcross, GA 30071, Amerikai Egyesült Államok Webhely: www.omegabiotek.com E-mail-cím: info@omegabiotek.com SRN: US-MF-000024148
	Európai meghatalmazott képviselő QbD RepS BV Groenenborgerlaan 16 2610 Wilrijk Belgium SRN: BE-AR-000000040
	Svájci meghatalmazott képviselő Qarad Suisse S.A. World Trade Center Avenue Gratta-Paille 2 1018 Lausanne Svájc CHRN: CHRN-AR-20002058
Egyesült Királyság	Meghatalmazott képviselő az Egyesült Királyságban QbD RepS UK Ltd Waterside, Unit 33 Schooner Court, 44-48 Wharf Road, London N1 7UX Egyesült Királyság

Szimbólumok

A következő szimbólumok szerepelhetnek a használati utasításban vagy a csomagoláson és a címkén:

Kép	Leírás
	Meghatalmazott képviselő az EU-ban
	Svájci meghatalmazott képviselő
	Lejárati dátuma
	Hosszú távú tárolási hőmérséklettartomány
	Ellenőrizze az alkatrészek tárolási körülményeit
	Tételszám
	Referencia, alkatrész- vagy katalógusszám
	Sorozatszám
	Mennyiség
	Figyelem!
	Használati utasítás
	Szabályozásoknak való megfelelési jelzés
	In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz
	Egyedi eszközazonosító
	Gyártó

Szimbólumok



Sérült csomag
(Ne használja, ha a csomagolás sérült)



Nincsenek további veszélyek, vagy a GHS szerint nincsenek veszélyesként besorolva



Webhely



Telefon



Fax



E-mail-cím



LinkedIn



Twitter



Facebook



Újrahasznosítási információk: látogass el a www.omegabiotek.com/company/recycling oldalra

Dokumentum átdolgozási előzményei

Átdolgozás	Leírás
v1.2, 2026 június	Hozzáadtuk az újrahasonosítási információkat, és frissítettük a Qarad UK nevét és címinformációit. Az EU meghatalmazott képviselőjének neve és címe megváltozott
v1.1, 2025. Május	Elúciós cső utasítások frissítése A TapeStation frissítése Útmutató a cDNS mennyiségi meghatározásához Frissített keverési utasítások több patronhoz bővíthető többcsatornás pipettával
v1.0, 2023. október	Első kiadás.

Értesítések és felelősségkizárások

REACH nyilatkozat

Európai uniós használatra.

A JSB Buffer és a GT7 Buffer v1.1 Triton X-100, 2-[4-(2,4,4-trimetil-pentán-2-il)fenoxi]etanolt (CAS 9002-93-1), az 1907/2006/EK REACH rendelet európai engedélyezést igénylő listáján (XIV. melléklet) szereplő anyagot tartalmaz. A tudományos kutatás és fejlesztés céljára használt anyagok és keverékek használata mentesül az engedélyezési követelmények alól, ha az évi mennyiség nem haladja meg az 1 tonnát.

A tudományos kutatás és fejlesztés magában foglalja a kísérleti jellegű kutatásokat vagy analitikai tevékenységeket laboratóriumi szinten, például a vegyszerek szintézisét és alkalmazásának tesztelését, valamint a vegyszerek a monitorozásra és a rutin minőség-ellenőrzésre vagy in vitro diagnosztika céljára történő felhasználását.

Védjegyek és licencek

A HiBind®, E.Z.N.A.®, MicroElute®, Mag-Bind®, MagBinder®, és MB Fit24™ az Omega Bio-tek, Inc. bejegyzett védjegyei.

A PCR a Hoffman-La Roche szabadalmaztatott eljárása. A PCR eljárás használatához licenc szükséges.