

## Mag-Bind® Blood DNA HV Kit CE IVD

<b>Produkt</b>	<b>Preparater</b>
M3292-03CEIVD	96 preparater

**Manualens dato: april 2025**  
**Revisjonsnummer: v1.3**

**IVD**

**Til in vitro diagnostisk bruk**

**CE**

# Mag-Bind® Blood DNA HV Kit CE IVD

## Innholdsfortegnelse

Tiltenkt bruk og tiltenkt bruker.....	2
Produktbeskrivelse.....	3
Settets innhold/lagring og stabilitet.....	4
Preparere reagenser.....	5
Kvalitetskontroll.....	6
Advarsler/sikkerhetsinformasjon.....	6
Forholdsregler.....	7
Begrensninger.....	9
Protokoll for 4 ml fullblod.....	10
Kontaktinformasjon.....	14
Symboler.....	15
Revisjonshistorikk.....	17
Merknader og ansvarsfraskrivelser.....	18

Manualens dato: april 2025

Revisjonsnummer: v1.3



# Tiltenkt bruk

---

Til in vitro diagnostisk bruk.

Mag-Bind® Blood DNA HV Kit CE IVD er beregnet for isolering og purifisering av genomisk DNA fra opptil 4 ml fullblodprøver.

Mag-Bind® Blood DNA HV Kit CE IVD bruker magnetisk perlebasert teknologi og kan behandles enten manuelt eller automatisert på de fleste åpne væskehåndteringsplattformer samt magnetiske prosessorer. Mag-Bind® Blood DNA HV Kit CE IVD kan brukes til å behandle opptil 2 ml fullblodprøver på Omega Bio-teks MagBinder® Fit<sup>24</sup> nukleinsyrepurifiseringssystem når brukerfylt i patroner kompatible med MagBinder.

## Tiltenkt bruker

Dette settet er beregnet for profesjonell bruk.

Mag-Bind® Blood DNA HV Kit CE IVD er til in vitro-bruk og skal brukes av, eller under oppsyn av, profesjonelle brukere, som laboratoriepersonell, teknikere, forskere og leger spesifikt instruert og opplært i molekylærbiologiske teknikker og kjent med magnetisk perlebasert purifisering, enten manuell eller automatisert.

# Produktbeskrivelse

Mag-Bind® Blood DNA HV Kit CE IVD er designet for hurtig og pålitelig isolering av høykvalitets genomisk DNA fra opptil 4 ml fullblodprøver. Mag-Bind® Blood DNA HV Kit CE IVD er optimalisert til opptil 2 ml fullblodprøver på Omega Bio-tek's MagBINDER® Fit<sup>24</sup> nukleinsyrepurifiseringssystem når brukerfylt i patroner kompatible med MagBINDER. Mag-Bind® Particles CH gir en rask magnetisk responstid som reduserer den totale behandlingstiden. Dette systemet kombinerer de reversible nukleinsyrebindende egenskapene til Mag-Bind® paramagnetiske partikler med den velprøvde effektiviteten til Omega Bio-tek's DNA-isoleringssystem for å gi en rask og praktisk metode for å isolere DNA. Bruken av paramagnetiske partikler gir høykvalitets DNA som er egnet for direkte bruk i de fleste nedstrømsapplikasjoner, som amplifikasjon og enzymatiske reaksjoner.

Ved bruk av Mag-Bind® Blood DNA HV Kit CE IVD for første gang ber vi deg lese denne manualen i sin helhet for å bli kjent med prosedyrene. Prøver lyseres i et buffersystem skreddersydd for blodprøver med store volum. DNA isoleres fra lysatene ved å binde seg til overflaten av de paramagnetiske partiklene. De paramagnetiske partiklene separeres fra lysatene ved å bruke en magnetisk separeringsenhet. Etter noen få, raske vasketripp for å fjerne sporforurensning elueres DNA i elueringsbuffer.

En gjennomgang av metoder for isolering og purifisering av DNA/RNA er gitt i den følgende refererte litteratur<sup>1,2</sup>.

## Viktig:

1. Ved automatisering av denne prosedyren på en væskebehandler eller en magnetisk prosessor ber vi deg kontakte din Omega Bio-tek-representant for instrumentspesifikke instruksjoner.
2. Settene inkluderer nok reagenser for det angitte antallet preparater pluss ytterligere 10 % overskudd for å sikre at det er tilstrekkelig volum. Vær oppmerksom på at det faktiske antallet preparater kan være lavere på grunn av forhåndsalkotering av reagenser, behandling av delplater, hvilken automatiseringsplattform som brukes osv.

1 Ali, N., Rampazzo, R., Costa, A., & Krieger, MA (2017). Current Nucleic Acid Extraction Methods and Their Implications to Point-of-Care Diagnostics. *BioMed research international*, 2017, 9306564. <https://doi.org/10.1155/2017/9306564>

2 Geciova, J., Bury, D., & Jelen, P. (2002). Methods for disruption of microbial cells for potential use in the dairy industry—a review. *International Dairy Journal*, 12(6), 541-553.

## Innhold i settet

Produkt	M3292-03CEIVD
Purifikasjoner	96
AL-buffer	360 ml
HDQ Binding-buffer	200 ml
KWB-buffer	3 x 250 ml
Elueringsbuffer	250 ml
Mag-Bind® Particles CH	30 ml
Proteinase K-løsning	4 x 9 ml

## Lagring og stabilitet

Alle komponenter i Mag-Bind® Blood DNA HV Kit CE IVD er garantert i minst 12 måneder fra kjøpsdatoen når de lagres som følger. Proteinase K-løsning kan oppbevares ved romtemperatur i opptil 12 måneder. For langtidslagring oppbevares Proteinase K-løsning ved 2–8 °C. Oppbevar KWB-buffer ved romtemperatur og borte fra sterkt lys. Oppbevar alle andre komponenter ved anbefalte temperaturer som nevnt på flaskeetiketten og borte fra sterkt lys. Når produktet er åpnet, skal produktet oppbevares videre i samsvar med instruksjonene på etiketten. Sørg for at hettene er satt ordentlig på etter hver bruk. Under forsendelse eller lagring under kjølige omgivelsesforhold kan det dannes utfellinger i enkelte buffere. Løs opp slike avleiringer ved å varme opp løsningen til 37 °C og riste forsiktig.

# Preparere reagenser

---

1. Fortynn HDQ Binding-buffer med 800 ml 100 % isopropanol og oppbevar ved romtemperatur.
2. Preparer stamløsning av 400 ml 70 % etanol og oppbevar ved romtemperatur.
3. Rist eller vorteks Mag-Bind® Particles CH for å resuspendere partiklene helt før bruk. Partiklene må være fullstendig suspendert under bruk for å sikre riktig binding.

# Kvalitetskontroll

---

I samsvar med Omega Bio-teks ISO-sertifiserte kvalitetsstyringssystem blir alle reagensene til Mag-Bind® Blood DNA HV Kit CE IVD rutinemessig testet mot forhåndsbestemte spesifikasjoner på et lot-til-lot-grunnlag for å sikre pålitelighet ved ytelse og konsistens i produktkvalitet.

## Advarsler

Dette settet er til in vitro diagnostisk bruk.

Les alle instruksjonene nøye før du bruker settet.

Dekontaminer og kast alt potensielt smittomt materiale i samsvar med gjeldende lokale, statlige og europeiske forskrifter. Kunder i EU må være oppmerksom på at de er pålagt å rapportere alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med enheten, til produsenten og den kompetente myndigheten i medlemslandet der brukeren og/eller pasienten er etablert. For assistanse ta kontakt med Omega Bio-tek på [info@omegabiotek.com](mailto:info@omegabiotek.com).

Hvis du bruker dette settet etter en arbeidsflyt for automatisert ekstraksjon, anses overflaten på den automatiserte plattformen som en biologisk fare. Bruk korrekte dekontaminerings- og kasseringsmetoder i samsvar med alle gjeldende lokale statlige/provinsielle og/eller nasjonale forskrifter.

## Sikkerhetsinformasjon

Alle kjemikalier og biologiske materialer er potensielt farlige.

Biologiske prøver som plasma, serum, vev, kroppsvæsker, blod osv. er potensielt smittomme og må behandles som biologisk farlige materialer. Utfør alt arbeid i riktig utstyrte fasiliteter ved å følge universelle forholdsregler og bruke passende personlig sikkerhetsutstyr som engangshansker, laboratoriefrakker, vernebriller osv. som påkrevd iht. retningslinjer og prosedyrer ved anlegget.

Se sikkerhetsdatabladene (SDS) for informasjon om sikker håndtering, transport og kassering av de ulike reagensene inkludert i dette settet. SDS-er er gjort tilgjengelig i PDF-format på produktsiden på [www.omegabiotek.com](http://www.omegabiotek.com). Kast alt avfall i henhold til lokale sikkerhetsforskrifter.

# Forholdsregler

Noen av bufferne inkludert i Mag-Bind® Blood DNA HV Kit CE IVD inneholder guanidinbaserte kaotrope midler, som kan danne svært reaktive forbindelser når de kombineres med blekemiddel. **IKKE tilsett blekemiddel eller sure løsninger** til guanidinholdig prøveprepareringsavfall. Se SDS-ene på nettet for detaljert informasjon om reagensene.

Komponent	Beskrivelse
AL-buffer	Inneholder: guanidinhydroklorid. Advarsel! Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Farlig ved svelging. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alle eksponerte ytre kroppsområder grundig etter bruk. Benytt vernehansker, verneklær, øyevern og ansiktsvern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp ved vedvarende øyeirritasjon. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og såpe. Søk legehjelp ved hudirritasjon eller utslett. VED SVELGING: Skyll munnen. Kontakt et giftinformasjonssenter / en lege ved ubehag.
Proteinase K-løsning	Inneholder: Proteinase K. Fare! Gir mild hudirritasjon. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern. Åndedrettsvern skal benyttes. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Kontakt et giftinformasjonssenter / en lege. Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

# Forholdsregler

Komponent	Beskrivelse
<p>HDQ Binding-buffer</p>   	<p>Inneholder: Natriumperklorat. Fare! Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende. Farlig ved svelging. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Holdes borte fra klær og andre brennbare materialer. Ikke innånd tåke/damp/aerosoler. Vask alle eksponerte ytre kroppsområder grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Benytt vernehansker og verneklær. VED SVELGING: Skyll munnen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege / en ambulanse ved ubehag. VED KONTAKT MED KLÆR: Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes. Søk legehjelp ved ubehag. Ved brann: Bruk ... som slökkemiddel. Ved større brann og store mengder: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.</p>
<p>KWB-buffer</p>    	<p>Inneholder: guanidinhydroklorid, natriumperklorat og etanol. Fare! Brannfarlig væske og damp. Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering (oralt, dermalt). Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Ta alle forholdsregler for å unngå blanding med brennbare materialer / organisk materiale. Hold beholderen tett lukket. Ikke innånd tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker, verneklær, øyevern og ansiktsvern. Vask alle eksponerte ytre kroppsområder grundig etter bruk. Ved brann: Bruk vannspray/-tåke som slökkemiddel. Ved større brann og store mengder: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp ved vedvarende irritasjon. VED SVELGING: Skyll munnen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege / en ambulanse ved ubehag. VED HUDKONTAKT (eller håret): Vask med mye vann. Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. Søk legehjelp ved vedvarende irritasjon. VED KONTAKT MED KLÆR: Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.</p>

# Begrensninger

---

Ytelsen til settet ble evaluert ved å isolere genomisk DNA fra 4 ml fullblodprøver og vurdere egnetheten til purifisert genomisk DNA i direkte nedstrømsanalyse ved standard amplifikasjonsmetode. Lignende ytelseevaluering ble utført på MagBinder® Fit<sup>24</sup> nukleinsyrepurifiseringssystem fra 2 ml fullblodprøver med reagenser fra dette settet brukerfylt i patroner kompatible med MagBinder. Vær oppmerksom på at brukeren er ansvarlig for å verifisere ytelseegenskaper for enhver prosedyre som ikke dekkes av Omega Bio-teks ytelseevalueringstudier. Brukeren er også ansvarlig for å etablere ytelsesmålinger som er nødvendige for vedkommendes valg av diagnostiske nedstrømsapplikasjoner. Det må benyttes riktige og tilstrekkelige kontroller i enhver diagnostisk nedstrømsapplikasjon hvor det anvendes genomisk DNA purifisert med Mag-Bind® Blood DNA HV Kit CE IVD.

# Mag-Bind® Blood DNA HV Kit CE IVD

## Protokoll for 4 ml fullblod

Prosedyren nedenfor er optimalisert for bruk med 4 ml FERSKE eller FRYSTE fullblodprøver.

**Viktig:** Ved automatisering av denne prosedyren på en væskebehandler eller en magnetisk prosessor ber vi deg kontakte din Omega Bio-teknologrepresentant for instrumentspesifikke instruksjoner.

### Materialer og utstyr som anskaffes av brukeren:

- Magnetisk separeringsenhet for 2 ml og 15 ml rør
- Varmeblokk, inkubator eller vannbad med kapasitet på 70 °C
- Vortekser
- 15 ml sentrifugerør som er kompatibelt med den magnetiske separeringsenheten
- 2 ml mikrosentrifugerør kompatible med magnetisk separeringsenhet
- 100 % etanol
- 70 % etanol
- 100 % isopropanol
- Nukleasefritt vann
- Valgfritt: RNase A (25 mg/ml)
- Valgfritt: PBS

### Før oppstart:

- Preparer HDQ Binding-buffer og 70 % etanol i henhold til avsnittet «Preparere reagenser» på side 5.
- Sett varmeblokk, inkubator eller vannbad til 70 °C.
- Varm opp elueringsbuffer til 70 °C.

1. Tilsett 4 ml blodprøve i et 15 ml sentrifugerør (ikke inkludert). Bring volumet opp til 4 ml med PBS (ikke inkludert) hvis blodvolumet er mindre enn 4 ml.
2. Preparer en masterblanding av AL-buffer og Proteinase K-løsning kun for prøvene som skal ekstraheres, i henhold til tabellen nedenfor:

Komponent	Mengde per purifisering	Total mengde per 24-brønns plate
AL-buffer	3,4 ml	89,7 ml*
Proteinase K-løsning	320 mikrol	8,4 ml*

\*10 % overskuddsvolum er beregnet for en 24-brønns plate.

# Mag-Bind® Blood DNA HV Kit CE IVD

3. Tilsett 3,72 ml masterblanding av AL-buffer/Proteinase K-løsning i hver prøve. Vorteks i 1 minutt eller pipetter opp og ned 20 ganger for å blande. Riktig blanding er avgjørende for godt utbytte.

**Merk:** For automatiserte protokoller gir blanding med spiss best resultat og anbefales.

4. Inkuber ved 70 °C i 25 minutter.

**Valgfritt:** Tilsett 100 mikrol RNase A (25 mg/ml) i hver prøve. Vorteks eller pipetter opp og ned 20 ganger for å blande. For automatiserte protokoller gir blanding med spiss best resultat og anbefales.

5. Tilsett 5,4 ml HDQ Binding-buffer og 240 mikrol Mag-Bind® Particles CH. Vorteks i 20 minutter for å blande.

**Merk:**

- HDQ Binding-buffer må fortynnes med 100 % isopropanol før bruk. Se side 5 for instruksjoner.
- HDQ Binding-buffer og Mag-Bind® Particles CH kan prepareres som en masterblanding. Bland kun det som er påkrevd for umiddelbar behandling.
- Dersom det ikke er mulig med konstant vorteksing i 20 minutter, vorteks i 30 sekunder hvert 2.–3. minutt i 20 minutter.

6. Plasser røret på en magnetisk separeringsenhet for å magnetisere Mag-Bind® Particles CH. La stå i romtemperatur i 2 minutter til Mag-Bind® Particles CH er fullstendig separert fra løsningen.

**Merk:** Tiden kan øke eller minke avhengig av styrken på magneten som brukes.

7. Aspirer og kast den separerte supernatanten. Ikke forstyr Mag-Bind® Particles CH.
8. Fjern røret fra den magnetiske separeringsenheten.
9. Tilsett 2 ml KWB-buffer.
10. Vorteks i 1 minutt.

**Merk:** Fullstendig resuspensjon av Mag-Bind® Particles CH er avgjørende for å oppnå god purifikasjon.

# Mag-Bind® Blood DNA HV Kit CE IVD

---

11. Plasser røret på den magnetiske separeringsenheten for å magnetisere Mag-Bind® Particles CH. La stå i romtemperatur til Mag-Bind® Particles CH er fullstendig separert fra løsningen.
12. Aspirer og kast den separerte supernatanten. Ikke forstyr Mag-Bind® Particles CH.
13. Fjern røret fra den magnetiske separeringsenheten.
14. Gjenta trinn 9–13 for et andre trinn med KWB-buffer.
15. Gjenta trinn 9–13 for et tredje trinn med KWB-buffer.
16. Tilsett 2 ml 70 % etanol (ikke inkludert).
17. Vorteks i 1 minutt eller pipetter opp og ned 20 ganger for å blande.
18. Plasser røret på den magnetiske separeringsenheten for å magnetisere Mag-Bind® Particles CH. La stå i romtemperatur til Mag-Bind® Particles CH er fullstendig separert fra løsningen.
19. Aspirer og kast den separerte supernatanten. Ikke forstyr Mag-Bind® Particles CH.
20. Fjern røret fra den magnetiske separeringsenheten.
21. Tilsett 2 ml 70 % etanol.
22. Vorteks i 1 minutt eller pipetter opp og ned 20 ganger for å blande.
23. Overfør alle DNA-bundne Mag-Bind® Particles CH sammen med 70 % etanol som de er suspendert i, til et nytt 2 ml mikrosentrifugerør (ikke inkludert).

**Merk:** Dette røroverføringstrinnet reduserer tapet av perler under det påfølgende vannvasketrinnet.




# Mag-Bind® Blood DNA HV Kit CE IVD

---

24. Plasser røret på den magnetiske separeringsenheten for å magnetisere Mag-Bind® Particles CH. La stå i romtemperatur til Mag-Bind® Particles CH er fullstendig separert fra løsningen.
25. Aspirer og kast den separerte supernatanten. Ikke forstyr Mag-Bind® Particles CH.
26. La røret stå på den magnetiske separeringsenheten. Tilsett 1 ml nukleasefritt vann (ikke inkludert) og aspirer umiddelbart. Ikke la det nukleasefrie vannet være på Mag-Bind® Particles CH i mer enn 60 sekunder.
27. Fjern røret fra den magnetiske separeringsenheten.
28. Tilsett 400–1000 mikrol elueringsbuffer forhåndsoppvarmet til 70 °C for å eluere DNA fra Mag-Bind® Particles CH.  
**Merk:** Varm opp elueringsbuffer til 70 °C for å forbedre utbyttet.
29. Vorteks i 5 minutter for å blande.  
**Merk:** Hvis det ikke er mulig med konstant vorteksing i 5 minutter, vorteks i 15 sekunder hvert 1.–2. minutt i 5 minutter.
30. Plasser røret på den magnetiske separeringsenheten for å magnetisere Mag-Bind® Particles CH. La stå i romtemperatur til Mag-Bind® Particles CH er fullstendig separert fra løsningen.
31. Overfør den separerte supernatanten som inneholder purifisert DNA, til et mikrosentrifugerør. Lagre DNA ved -20 °C.















# Kontaktinformasjon

For å gjøre ny bestilling av rekvisita eller rapportere en feil med utstyret eller en klage ber vi deg kontakte:

	<p><b>Produsent</b> Omega Bio-tek, Inc. 400 Pinnacle Way Suite #450 Norcross, GA 30071, USA Nettsted: <a href="http://www.omegabiotek.com">www.omegabiotek.com</a> E-post: <a href="mailto:info@omegabiotek.com">info@omegabiotek.com</a> SRN: US-MF-000024148</p>
	<p><b>Autorisert representant i Europa</b> QbD RepS BV Groenenborgerlaan 16 2610 Wilrijk Belgium SRN: BE-AR-000000040</p>
	<p><b>Autorisert representant i Sveits</b> Qarad Suisse S.A. World Trade Center Avenue Gratta-Paille 2 1018 Lausanne Sveits KRN: CHRN-AR-20002058</p>
<p><b>Storbritannia</b></p>	<p><b>Autorisert representant i Storbritannia</b> Qarad UK Ltd 8 Northumberland Ave Westminster, London WC2N 5BY Storbritannia</p>

# Symboler

Følgende symboler kan forekomme i bruksanvisningen eller på emballasjen og merkingen:

Bilde	Beskrivelse
	Skadet pakke (må ikke brukes hvis pakken er skadet)
	Autorisert representant i EU
	Autorisert representant i Sveits
	Utløpsdato YYYY-MM
	Temperaturområde for langtidslagring
	Se komponentene for lagringsforhold
	Lot-nummer
	Referansenummer, delenummer eller katalognummer
	Serienummer
	Antall
	Forsiktig
	Bruksanvisning
	Regulatorisk merke
	In vitro diagnostisk medisinsk utstyr

# Symboler



Unik enhetsidentifikator



Produsent



Ingen ytterligere farer, eller ikke klassifisert som farlig i henhold til GHS



Nettsted



Telefon



Faks



E-post



Linked-In



Twitter



Facebook

# Revisjonshistorikk

Revisjon	Beskrivelse
v1.3, april 2025	Navn og adresseendring for EC-autorisert representant KWB-buffer erstattet RMP-buffer som produktforbedring.
v1.2, Juni 2024	Emballasje og volum justert tilsvarende. Kontaktinformasjon lagt til for autorisert representant i Storbritannia. Fjernet informasjon om magnetisk separeringsenhet.
v1.1, Juli 2023	Informasjon lagt til om autorisert representant for Sveits.
v1.0, desember 2022	Første utgivelse

# Merknader og ansvarsfraskrivelser

---

## REACH-opplysning

Til bruk i EU.

AL-buffer inneholder Triton X-100, 2-[4-(2,4,4-trimetyl)pentan-2-yl]fenoksy]etanol (CAS 9002-93-1), et stoff på den europeiske autorisasjonslisten (Vedlegg XIV) i REACH-reguleringen (EF) nr. 1907/2006. Stoffet og blandinger som brukes til vitenskapelig forskning og utvikling (SR&D) er unntatt fra autorisasjonskrav hvis de benyttes i volum under 1 tonn per år.

Vitenskapelig forskning og utvikling omfatter eksperimentell forskning eller analytiske aktiviteter i laboratorieskala slik som syntese og testing av anvendelser av kjemikalier, frigjøringsstoffer osv. samt bruk av stoffet i overvåking og rutinemessig kvalitetskontroll eller in vitro-diagnostikk.

## Varemerker og lisenser

Mag-Bind®, HiBind®, E.Z.N.A.® og MicroElute® er registrerte varemerker tilhørende Omega Bio-tek, Inc.

MicroLab® STAR™ er et varemerke tilhørende Hamilton.

PCR er en patentert prosess tilhørende Hoffman-La Roche. Bruk av PCR-prosessen krever lisens.