

## GFC Buffer

### Omega Bio-tek

Versionsnr.: 7.11

Sikkerhedsdatablad (I overensstemmelse med bilag II til REACH (1907/2006) - Forordning 2020/878)

Chemwatch Farealarmkode (Hazard Alert Code): 4

Udstedelsesdato: 07/05/2024

Udskriv Dato: 10/06/2024

S.REACH.DNK.DA

## DEL 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produkt identifikator

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Produkt navn                    | GFC Buffer       |
| Synonymer                       | Ikke Tilgængelig |
| Andre midler til identifikation | Ikke Tilgængelig |

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen, samt anvendelser der frarådes

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Relevante identificerede anvendelser | Laboratoriebrug. |
|--------------------------------------|------------------|

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatablade

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| Registreret firmanavn | Omega Bio-tek  | Omega Bio-tek   |
| Adresse               | 400 Pinnacle Way, Suite 450 Georgia 30071 United States      | Siriusdreef, Transpolis Park 17-27 2131 Netherlands                   |
| Telefon               | +1 770 931 8400  | +31 20 809 3697   |
| Fax                   | Ikke Tilgængelig   | Ikke Tilgængelig  |
| Hjemmeside            | <a href="http://www.omegabiotek.com">www.omegabiotek.com</a> | <a href="http://www.omegabiotek.com/">http://www.omegabiotek.com/</a> |
| E-mail                | info@omegabiotek.com   | info@omegabiotek.com  |

### 1.4. Nødtelefonnummer


|                         |  |
|-------------------------|--|
| Forening / Organisation | CHEMTREC                               |
| nød telefon numre       | North America: +1 800 424 9300         |
| Andre nødtelefonnumre   | Outside North America: +1 703 527 3887 |

## DEL 2 Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

|  |  |
|--|--|
| Klassificering i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008 [CLP] og ændringer [1] | H302 - Akut Giftighed (Oral) Kategori 4, H312 - Akut Giftighed (Dermal) Kategori 4, H314 - Hudætsning/irritation Kategori 1A, H318 - Alvorlig Øjenskade Kategori 1, H332 - Akut Giftighed (Inhalation) Kategori 4, H412 - Kronisk Skade for Vandmiljø Kategori 3 |
| Forklaring:  | 1. Klassificeret af Chemwatch; 2. Klassificering trukket fra forordning (EU) nummer 1272/2008 - bilag VI   |

### 2.2. Etiketelementer

|                    |   |
|--------------------|---|
| Farepiktogram(mer) |  |
| Signalord          | Fare  |

Erklæring(er) om farer

GFC Buffer

|      |   |
|------|---|
| H302 | Farlig ved indtagelse.  |
| H312 | Farlig ved hudkontakt.  |
| H314 | Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.          |
| H332 | Farlig ved indånding.   |
| H412 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

Supplerende erklæring(er)

|        |  |
|--------|--|
| EUH032 | Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre |
|--------|--|

Sikkerhedssætning(er): Forebyggelse

|      |   |
|------|---|
| P260 | Undgå indånding af tåge / damp / spray.   |
| P264 | Vask alle udsatte ydre krop grundigt efter brug.                                  |
| P271 | Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.                              |
| P280 | Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse og ansigtsbeskyttelse. |
| P270 | Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.            |
| P273 | Undgå udledning til miljøet.  |

Sikkerhedssætning(er): Svar

|                |  |
|----------------|--|
| P301+P330+P331 | Hvis slugt: Skyl mund. Inducer ikke opkast. Hvis mere end 15 minutter fra læge, skal du inducere opkast (hvis bevidst).                        |
| P303+P361+P353 | VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsudset tøj tages straks af. Skyl [eller brus] huden med vand.                                      |
| P305+P351+P338 | VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| P310           | Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/førstehjælper  |
| P363           | Alt tilsudset tøj skal vaskes inden genanvendelse.   |
| P301+P312      | I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ Førstehjælper i tilfælde af ubehag.  |
| P302+P352      | VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.   |
| P304+P340      | VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.  |
| P362+P364      | Alt tilsudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.  |

Sikkerhedssætning(er): Opbevaring

|      |                      |
|------|----------------------|
| P405 | Opbevares under lås. |
|------|----------------------|

Sikkerhedssætning(er): Bortskaffelse

|      |   |
|------|---|
| P501 | Indholdet/beholderen bortskaffes i autoriseret indsamlingssted for farligt affald og problemaffald i overensstemmelse med eventuelle lokale regler. |
|------|---|

Materiale indeholder guanidiniumthiocyanat.

2.3. Andre farer

- Virkninger af ophobning kan medføre følgende eksponering \*.
- Kan medføre ubehag for luftvejene \*.
- Kan muligvis være skadeligt for fosteret / embryo \*.
- REACH - Art.57-59: Blandingen indeholder ikke stoffer særligt problematiske (SVHC) på SDS print dato.

DEL 3 Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

3.1.Stoffer

Se 'Sammensætning af indholdsstoffer' i del 3,2

3.2.Blandinger

| 1. CAS Nr<br>2.EF NR<br>3.Indeksnr.<br>4.REACH nr.                 | %[vægt] | navn   | Klassificering i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008 [CLP] og ændringer   | SCL / M-Faktor  | Nanoform Partikel Kendetegn |
|--|---------|--|--|---|-----------------------------|
| 1. 593-84-0<br>2.209-812-1<br>3.615-004-00-3<br>4.Ikke Tilgængelig | 50-100  | guanidiniumthiocyanat  | Akut Giftighed (Oral) Kategori 4, Akut Giftighed (Dermal) Kategori 4, Akut Giftighed (Inhalation) Kategori 4, Kronisk Skade for Vandmiljø Kategori 3; H302, H312, H332, H412 [2] | Ikke Tilgængelig<br><br>Akut M faktor: Ikke Tilgængelig<br><br>Kronisk M faktor: Ikke Tilgængelig | Ikke Tilgængelig            |
| Forklaring:  |         | 1. Klassificeret af Chemwatch; 2. Klassificering trukket fra forordning (EU) nummer 1272/2008 - bilag VI; 3. Klassifikation trukket fra C & L; * EU IOELVs ledig; [e] Stof identificeret som har hormonforstyrrende egenskaber |  |   |                             |

DEL 4 Førstehjælpsforanstaltninger

## GFC Buffer

## 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|             |   |
|-------------|---|
| Øjenkontakt | <p>Hvis dette produkt kommer i kontakt med øjnene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hold straks øjenlågene åbne og skyl øjet med løbende vand.</li> <li>Sørg for god rensning af øjet ved at holde øjenlågene fra hinanden og væk fra øjet, og bevæg øjenlågene ved nogle gange at løfte det øverste og nederste øjenlåg.</li> <li>Fortsæt med at skylle øjet indtil Giftinformationscentralen siger stop, eller i mindst 15 minutter.</li> <li>Kør til et hospital eller en læge med det samme.</li> <li>Fjernelse af kontaktlinser efter en øjenskade bør kun udføres af trænet personale.</li> </ul>   |
| Hudkontakt  | <p>Hvis kontakt med hud eller hår finder sted:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skyl straks krop og tøj med store mængder vand, hvis muligt ved hjælp af sikkerhedsbrusebad.</li> <li>Fjern hurtigt alt forurenet tøj, inklusiv fodtøj.</li> <li>Vask hud og hår med løbende vand. Fortsæt med at skylle indtil Giftinformationscentralen råder til at stoppe.</li> <li>Kør til et hospital eller en læge.</li> </ul>   |
| Indånding   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis røg eller forbrændingsprodukter indåndes, flyt væk fra det forurenede område.</li> <li>Læg patienten ned. Holdes varm og udhvilet.</li> <li>Proteser, såsom falske tænder som kan blokere luftvejene, bør fjernes så vidt muligt forud for påbegyndelsen af førstehjælps procedurer.</li> <li>Giv kunstigt åndedræt, hvis der ikke er tegn på vejtrækning, helst med genoplivningsudstyr, maske enhed, eller lomme maske som uddannet. Udfør HLR om nødvendigt.</li> <li>Kør til et hospital eller en læge.</li> </ul>  |
| Indtagelse  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Skal du have rådgivning, så kontakt Giftinformationscentralen eller en læge med det samme.</li> <li>Akut hospitalsbehandling forventes at være nødvendig.</li> <li><b>UNDGÅ at fremkalde opkastning i tilfælde af indtagelse.</b></li> <li>I tilfælde af at patienten kaster op skal patienten lænes frem eller placeres på venstre side (med hovedet nedad, hvis det er muligt) for at holde luftvejene åbne og forhindre aspiration.</li> <li>Observér patienten forsigtigt.</li> <li>Giv aldrig væske til en person, der viser tegn søvnighed eller uopmærksomhed, dvs ved at blive bevidstløs.</li> <li>Giv vand til at skylle munden, og giv derefter langsomt væske og giv så meget som offeret kan drikke uden at blive dårlig.</li> <li>Kør til hospitalet eller lægen med det samme.</li> </ul> |

## 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Se afsnit 11

## 4.3. Angivelse af øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

## DEL 5 Brandslukningsforanstaltninger

## 5.1. slukningsmidler

- Skum.
- Tørt kemisk pulver.
- BCF (hvor reglerne tillader det).
- Kuldioxid.
- Vandspray eller tåge – Kun store ildebrande.

## 5.2. Særlige farer i forbindelse substratet eller blandingen

|                   |   |
|-------------------|---|
| ILD UFORENELIGHED | <ul style="list-style-type: none"> <li>Undgå kontaminering fra oxidationsmidler dvs nitrater, oxiderende syrer, klor blegere, poolklor osv. eftersom antændelse kan finde sted</li> </ul> |
|-------------------|---|

## 5.3. za vatrogasce

|                       |  |
|-----------------------|--|
| BRANDBEKÆMPELSE       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tilkald Brandvæsenet og fortæl dem om beliggenheden og arten af faren.</li> <li>Brug beskyttelsesdragt der dækker hele kroppen med åndedrætsværn.</li> <li>Undgå, på enhver mulig måde, spild fra kloak eller vandløb.</li> <li>Brug vand leveret som en fin spray til at kontrollere ilden og til at køle tilstødende område.</li> <li>Undgå at sprøjte vand på væske pøler.</li> <li><b>LAD VÆRE</b> med at nærme dig containere der mistænkes for at være varme.</li> <li>Afkøl brand-udsatte beholdere med vand fra et beskyttet sted.</li> <li>Hvis det er sikkert at gøre det, bør containere fjernes fra ildens sti.</li> </ul>  |
| BRAND/EKSPLOSIONSFARE | <ul style="list-style-type: none"> <li>Brændbart.</li> <li>Lettere brandfare når udsat for varme eller ild.</li> <li>Opvarmning kan forårsage udvidelse eller nedbrydning med voldsomme brud i containere.</li> <li>Kan udsende giftige dampe af kulmonoxid (CO) ved forbrænding.</li> <li>Kan udsende stærkt lugtende røg.</li> <li>Dis, der indeholder brændbare materialer, kan være eksplosive.</li> </ul> <p>Forbrændingsprodukter omfatter:</p> <p>kuldioxid (CO<sub>2</sub>)<br/>hydrogenchlorid<br/>phosgen<br/>kvælstofoxider (NO<sub>x</sub>)<br/>svovloxider (SO<sub>x</sub>)<br/>andre pyrolyseprodukter typiske for brændende organisk materiale.<br/>Kan udsende giftige dampe.<br/>Kan udsende ætsende dampe.</p> |

## DEL 6 Forholdsregler ved fejlagtigt udslip

## 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer

Continued...

GFC Buffer

Se afsnit 8

6.2. miljømæssige forholdsregler

Se del 12

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og rengøring

|               |   |
|---------------|---|
| MINDRE UDSLIP | <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Fjern alle antændelseskilder.</li><li>▸ Ryd alt spildt materiale op med det samme.</li><li>▸ Undgå at indånde dampe og undgå kontakt med hud og øjne.</li><li>▸ Kontrollér kontakt på personen ved brug af beskyttelsesudstyr.</li><li>▸ Brug sand, jord, inert materiale eller vermiculit til at inddæmme og absorbere spild.</li><li>▸ Tør op.</li><li>▸ Læg i en egnet, afmærket beholder brugt til bortskaffelse af affald.</li></ul>   |
| Store Udslip  | <ul style="list-style-type: none"><li>▸ <b>LAD VÆRE med at røre det spildte materiale.</b></li></ul> Moderat risiko. <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Ryd området for personale og flyt alle i retning mod vinden.</li><li>▸ Alarmér brandvæsenet og fortæl dem beliggenheden og karakteren af faren.</li><li>▸ Brug åndedrætsværn og beskyttelseshandsker.</li><li>▸ Undgå på enhver mulig måde at spild udledes i kloaker eller vandløb.</li><li>▸ Ingen rygning, åben ild eller antændelseskilder.</li><li>▸ Øg ventilations niveauet.</li><li>▸ Stop udslippet hvis dette er sikkert at gøre.</li><li>▸ Brug sand, jord eller vermiculit til at inddæmme spild.</li><li>▸ Læg det materiale der kan reddes i afmærkede beholdere til genbrug.</li><li>▸ Absorbér overskydende materiale med sand, jord eller vermiculit.</li><li>▸ Læg faste restprodukter i afmærkede tromler beregnet til udsmidning, og forsegl dem.</li><li>▸ Vask området og undgå at produktet løber ud i et afløb.</li><li>▸ Hvis en kloak eller et vandløb forurenes så tag kontakt til beredskabstjenesten.</li></ul> |

6.4. Referencer til andre dele

Rådgivning om Personligt beskyttelsesudstyr er indeholdt i del 8 i SDS

DEL 7 Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Sikker håndtering                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Undgå al kontakt på personen, herunder indånding.</li><li>▸ Brug beskyttelsestøj når der er risiko for eksponering.</li><li>▸ Brug i et vel ventileret område.</li><li>▸ Undgå høje koncentrationer i fordybninger og skakter.</li><li>▸ <b>GÅ IKKE ind i lukkede rum, før atmosfæren er blevet kontrolleret.</b></li><li>▸ Undgå rygning, åben ild, varme eller antændelseskilder.</li><li>▸ Undgå kontakt med inkompatible materialer.</li><li>▸ <b>UNDGÅ at spise, drikke, eller ryge når du håndterer materialet.</b></li><li>▸ Beholderene skal være forseglede når de ikke er i brug.</li><li>▸ Undgå fysiske skader på beholdere.</li><li>▸ Vask altid hænderne med sæbe og vand efter håndtering.</li><li>▸ Arbejdstøj bør vaskes adskilt fra andet tøj.</li><li>▸ Benyt god arbejdssikkerheds praksis.</li><li>▸ Overhold producentens opbevarings og håndterings anbefalinger.</li><li>▸ Atmosfæren bør kontrolleres regelmæssigt i forhold til fastsatte eksponerings standarder, for at garantere at sikre arbejdsvilkår opretholdes.</li><li>▸ <b>LAD IKKE tøj der er blevet vådt med materiale forblive i kontakt med huden.</b></li></ul> |
| Beskyttelse mod brand og eksplosion | See del 5  |
| ANDET INFORMATION                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Opbevar i originale beholdere.</li><li>▸ Beholderen opbevares i en sikker og lukket tilstand.</li><li>▸ Ingen rygning, åben ild, varme eller antændelseskilder.</li><li>▸ Opbevar i et køligt, tørt og godt ventileret område.</li><li>▸ Opbevares væk fra inkompatible materialer og fødevarer containere.</li><li>▸ Beskyt beholdere mod fysiske skader og kontrollér jævnligt for utætheder.</li><li>▸ Overhold producentens opbevaring og håndtering anbefalinger.</li></ul>   |

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel inkompatibilitet

|   |   |
|---|---|
| EGNET BEHOLDER  | <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Metal dåse eller tromle</li><li>▸ Indpakning som anbefalet af producenten.</li><li>▸ Kontrollér at beholdere er tydeligt mærket og fri for utætheder.</li></ul> |
| OPBEVARINGS UFORENELIGHED   | <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Undgå stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider og chloroformater.</li><li>▸ Undgå reaktion med oxidationsmidler.</li></ul>                                   |
| Farekategorier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2012/18/EU (Seveso III)                         | Ikke Tilgængelig  |
| Tærskelmængde (tons) for farlige stoffer, som der henvises til i artikel 3, stk. 10, til gennemførelse af | Ikke Tilgængelig  |

7.3. Specifikke slutanvendelse(r)

Se del 1.2.

DEL 8 Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

| Ingrediens            | DNELs<br>Eksposering Pattern Worker   | PNECs<br>kupé   |
|-----------------------|---|---|
| guanidiniumthiocyanat | dermal 0.31 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk)<br>indånding 1.092 mg/m³ (Systemisk, kronisk)<br>indånding 3.28 mg/m³ (Systemisk Akut)<br>dermal 0.155 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk) *<br>indånding 0.27 mg/m³ (Systemisk, kronisk) *<br>oral 0.155 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk) * | 194 µg/L (Vand (Frisk))<br>424 µg/L (Vand - Periodisk udgivelse)<br>19.4 µg/L (Vand (Marine))<br>750 µg/kg sediment dw (Sediment (ferskvand))<br>75 µg/kg sediment dw (Sediment (Marine))<br>37 µg/kg soil dw (jord)<br>20 mg/L (STP) |

\* Værdier for General Population

Occupational Exposure Limits (OEL)

DATA FOR INGREDIENSER

| kilde            | Ingrediens       | Materiale navn   | TWA mg/m3        | STEL             | Højdepunkt       | Noter            |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ikke Tilgængelig | Ikke Tilgængelig | Ikke Tilgængelig | Ikke Tilgængelig | Ikke Tilgængelig | Ikke Tilgængelig | Ikke Tilgængelig |

Ikke Anvendelig

Emergency grænser

| Ingrediens            | TEEL-1     | TEEL-2   | TEEL-3   |
|-----------------------|------------|----------|----------|
| guanidiniumthiocyanat | 0.98 mg/m3 | 11 mg/m3 | 65 mg/m3 |

| Ingrediens            | original IDLH    | reviderede IDLH  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| guanidiniumthiocyanat | Ikke Tilgængelig | Ikke Tilgængelig |

8.2. EKSPONERINGSKONTROL

|  |   |   |
|--|---|---|
| 8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol   | <p>Tekniske kontrolforanstaltninger anvendes til at fjerne en fare helt eller placere en barriere mellem medarbejderen og faren. Nøje udførte tekniske kontrolforanstaltninger kan være meget effektive til at beskytte medarbejderne og vil typisk være uafhængige af medarbejder interaktion for at levere dette høje niveau af beskyttelse.</p> <p>De grundlæggende former for tekniske kontrolforanstaltninger er:</p> <p>Proces kontroller, som ændrer den måde et job aktivitet eller proces bliver udført for at mindske risikoen.</p> <p>Indelukkelser og / eller isolering af udlednings kilden, hvilket holder en udvalgt fare 'fysisk' væk fra medarbejderen, og ventilation der strategisk 'tilføjer' og 'fjerner' luft i arbejdsmiljøet. Ventilation kan fjerne eller fortynde et luft forurenende stof hvis det er designet korrekt. Designet af et ventilations-system skal matche den specifikke proces og det kemiske stof eller forurenende stof i brug.</p> <p>Arbejdsgivere skal muligvis bruge flere typer af kontroller for at forhindre medarbejderen bliver overeksponeret.</p> <p>Punktudsugning er normalt påkrævet. Hvis der er risiko for overeksponering, så brug et godkendt åndedrætsværn. Åndedrætsværn med ekstra ren luft kan være påkrævet i særlige tilfælde. En korrekt pasform er vigtig for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse.</p> <p>Et godkendt selvforsynet åndedrætsværn kan være påkrævet i visse situationer.</p> <p>Sørg for tilstrækkelig ventilation i lagerbygninger og lukkede lager områder. Luftforurenende stoffer genereret på arbejdspladsen har varierende 'escape' hastigheder, hvilket igen bestemmer 'capture hastigheder' af frisk luft i omløb, der kræves for effektivt at fjerne det forurenende stof.</p> |   |
|  | Form for forurenende stof:  | Luft hastighed:                           |
|  | solvent, vapours, degreasing etc., evaporating from tank (in still air).  | 0.25-0.5 m/s<br>(50-100 f/min.)           |
|  | aerosoler, dampe fra aktiviteter hvor noget bliver hældt, periodisk påfyldning af beholdere, lavhastigheds overførsler på transportbånd, svejsning, afdrift, syredampe fra belægning, syltning (udgivet med lav hastighed ind i zonen med aktiv generering)   | 0.5-1 m/s<br>(100-200 f/min.)             |
|  | direkte spray, spray maling i lave kabiner, tromle påfyldning, lastning af transportbånd, støv fra knuser, gas udledning (aktiv generering ind i zone med hurtig luft bevægelse)  | 1-2.5 m/s<br>(200-500 f/min.)             |
| formaling, sandblæsning, tumbling, støv genereret af højhastigheds hjul (sluppet med høj starthastighed ind zone med meget hurtig luft bevægelse).   |   | 2.5-10 m/s<br>(500-2000 f/min.)           |
| Inden for hvert interval afhænger den passende værdi af:   |   |   |
| Laveste ende af intervallet  |   | Højeste ende af intervallet               |
| 1: Værelsets luftstrømme er minimale eller nemme at fange  |   | 1: Forstyrrende luftstrømme i rummet      |
| 2: Forurenende stoffer med lav toksicitet eller kun generende  |   | 2: Forurenende stoffer med høj toksicitet |
| 3: Periodisk, lav produktion.  |   | 3: Høj produktion, intensivt brug         |
| 4: Stor skærm eller stor luftmasse i bevægelse   |   | 4: Lille skærm - kun lokal kontrol        |
| <p>Teori viser, at lufthastigheden falder hurtigt med afstanden fra åbningen af et simpelt udsugnings rør. Hastigheden aftager normalt med kvadratet af afstanden fra udsugnings punktet (i simple tilfælde). Derfor bør lufthastigheden ved udsugningspunktet justeres så det passer med afstanden fra den forurenende kilde. Lufthastigheden ved udsugningsviften, bør f.eks være minimum 1-2 m/s (200-400 f/min.) hvis udsugning skal være effektiv for opløsningsmidler produceret i en tank 2 meter væk fra udsugningspunktet. Andre mekaniske overvejelser der kan give lavere performance i udsugnings apparaterne, betyder at det er vigtigt at de teoretiske lufthastigheder ganges med en faktor 10 eller mere, når udsugningsanlægget installeres eller bruges.</p> |   |   |

GFC Buffer

|  |  |
|--|--|
| 8.2.2. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler |        |
| Øjen-og ansigtbeskyttelse  | <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Sikkerhedsbriller med upeforerede sideskærme kan anvendes når fortsat øjenbeskyttelse ønskes, som i laboratorier; brillerer ikke tilstrækkelige når fuldstændig øjenbeskyttelse er nødvendigt, såsom ved håndtering af store mængder, hvor der er fare for sprøjt, eller hvis materiale er under tryk</li><li>▸ Kemiske beskyttelsesbriller når der er fare for at materialet kommer i kontakt med øjnene; beskyttelsesbriller skal være monteret korrekt. [AS/NZS 1337.1, EN166 eller den tilsvarende i andre lande]</li><li>▸ Fuld ansigtsskærm (20 cm, 8 i minimum) kan være nødvendig som supplerende, men aldrig som den primære beskyttelse af øjne; disse giver ansigtsbeskyttelse.</li><li>▸ Alternativt kan en gasmaske erstatte beskyttelsesbriller og ansigtsskærm.</li><li>▸ Kontaktlinser kan udgøre en særlig fare; bløde kontaktlinser kan absorbere og koncentrere irriteranter. Et skriftligt dokument, der beskriver brugen af linsen eller begrænsninger for anvendelsen, bør skrives for hver arbejdsplads eller opgave. Dette bør omfatte en gennemgang af linse absorbering, adsorbering af den klasse af kemikalier der er i brug og en tekst om skades erfaringer. Medarbejdere der har med medicin at gøre og førstehjælps personale, skal uddannes i hvordan man fjerner disse kemikalier, og passende udstyr bør være let tilgængeligt. I tilfælde af kemisk eksponering, begynd da at komme vand i øjet øjeblikkeligt og fjern kontaktlinser så hurtigt som det er praktisk. Linsen bør fjernes ved det første tegn på røde øjne eller irritation - linsen bør fjernes i rene omgivelser, når den hjælpende medarbejder har vasket hænderne grundigt. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59].</li></ul>  |
| Hudbeskyttelse   | Se håndbeskyttelse Foruden   |
| Hænder / fødder beskyttelse  | <ul style="list-style-type: none"><li>▸ PVC handsker i albuelængde</li><li>▸ Ved håndtering af ætsende væsker, tag bukser eller overalls uden på støvlerne, så eventuelt spild ikke kan komme ind</li></ul> <p>Udvælgelsen af egnede handsker afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier, der varierer fra producent til producent. Hvor kemikaliet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan ikke beregnes modstanden af handskematerialet på forhånd og skal derfor efterprøves før anvendelsen. Den nøjagtige pause gennem tiden for stoffer skal indhentes hos fabrikanten af de beskyttelseshandsker and.has skal overholdes, når der træffes en endelig valg. Personlig hygiejne er et centralt element i effektiv håndpleje. Handsker må kun bæres på rene hænder. Efter brug af handsker skal hænderne vaskes og tørres grundigt. Anvendelse af en ikke-parfumeret fugtighedscreme anbefales. Egnethed eller holdbarhed handsketype afhænger af anvendelsen. Vigtige faktorer i udvælgelsen af handsker kan nævnes: · Hyppighed og varighed af kontakt, · Kemiske modstandsdygtighed handske materiale, · Handsketykkelse og · fingerfærdighed Vælg testet til en relevant standard (fx Europa EN 374, US standard F739, AS / NZS 2161,1 eller national tilsvarende) handsker. · Ved langvarig eller gentagen kontakt, (AS / NZS 2161/10/01 eller tilsvarende nationale gennembrudstid mere end 240 minutter i henhold til EN 374,) anbefales en handske med en beskyttelsesklasse 5 eller højere. · Når forventes kun kortvarig kontakt (AS / NZS 2161/10/01 eller tilsvarende nationale gennembrudstid mere end 60 minutter i henhold til EN 374,) anbefales en handske med en beskyttelsesklasse 3 eller højere. · Nogle handske polymer typer er mindre påvirket af bevægelse, og dette bør tages i betragtning, når man overvejer handsker til lang tids brug. · Forurenede handsker bør udskiftes. Som defineret i ASTM F-739-96 i et program, er handsker bedømt som: · Fremragende når gennembrudstid&gt; 480 min · God når gennembrudstid&gt; 20 min · Fair når gennembrudstid &lt;20 min · Dårlige når handske materiale nedbrydes Til generel anvendelse, handsker med en tykkelse typisk større end 0,35 mm, anbefales. Det skal understreges, at handsketykkelse er ikke nødvendigvis en god indikator for handske resistens mod et bestemt kemikalie, som permeation effektiviteten af handsker vil afhænge af den nøjagtige sammensætning af handskematerialet. Derfor bør handske udvalg også træffes på baggrund af opgaven krav og viden om banebrydende gange. Handsketykkelse kan også variere afhængigt af handske fabrikanten handsker type og handsker model. Derfor bør altid tages producenternes tekniske data i betragtning for at sikre valg af den mest hensigtsmæssige handske til opgaven. Bemærk: Afhængigt af den aktivitet, der gennemføres, kan det være nødvendigt handsker af varierende tykkelse til specifikke opgaver. For eksempel: · Kan være påkrævet Tyndere handsker (ned til 0,1 mm eller mindre), hvor der kræves en høj grad af manuel fingerfærdighed. Men disse handsker er kun tilbehøjelige til at give kortvarig beskyttelse og vil normalt være lige til anvendelsesformål enkelt, så bortskaffes. · Tykkere handsker (op til 3 mm og derover) kan være påkrævet, hvis der er en mekanisk (såvel som en kemisk) risiko dvs. hvor der er slid eller punktering potentiale Handsker må kun bæres på rene hænder. Efter brug af handsker skal hænderne vaskes og tørres grundigt. Anvendelse af en ikke-parfumeret fugtighedscreme anbefales.</p> |
| Kropsbeskyttelse   | Se anden beskyttelse Foruden   |
| Anden beskyttelse  | <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Overalls.</li><li>▸ P.V.C. Forklæde.</li><li>▸ Beskyttelsescreme.</li><li>▸ Rensecreme til hud.</li><li>▸ Øjenskylleenhed.</li></ul>   |

Luftvejsbeskyttelse

Type AB-P Filter med tilstrækkelig kapacitet. (AS/NZS 1716 & 1715, EN 143:2000 & 149:2001, ANSI Z88 eller nationalt tilsvarende)

Åndedrætsværn med patroner må aldrig anvendes til akut indtrængen eller i områder ukendte dampkoncentrationer eller iltindhold. Brugeren skal advares om at de skal forlade det forurenede område øjeblikkeligt hvis der opdages nogen form for lugt gennem åndedrætsværnet. Lugten kan indikere, at masken ikke fungerer korrekt, at dampen koncentrationen er for høj, eller at masken ikke er korrekt monteret. På grund af disse begrænsninger, er kun begrænset anvendelse af åndedrætsværn med patroner anset for at være hensigtsmæssigt.

8.2.3. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Se del 12

DEL 9 Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                  |                  |  |                  |
|------------------|------------------|--|------------------|
| Udseende         | Not Available    |  |                  |
| Tilstandform     | flydende         | Relativ Densitet (Vand = 1)            | Ikke Tilgængelig |
| Lugt             | Ikke Tilgængelig | Fordelingskoefficient n-oktanol / vand | Ikke Tilgængelig |
| Lugtgrænse       | Ikke Tilgængelig | Automatisk antændelsestemperatur (°C)  | Ikke Tilgængelig |
| pH (som leveret) | Ikke Tilgængelig | Dekomponeringstemperatur               | Ikke Tilgængelig |

GFC Buffer

|  |                  |                                    |                  |
|--|------------------|------------------------------------|------------------|
| Smeltepunkt / frysepunkt (° C)                   | Ikke Tilgængelig | Viskositet (cSt)                   | Ikke Tilgængelig |
| Indledende kogepunkt og kogepunktsinterval (° C) | Ikke Tilgængelig | Molekylvægt (g/mol)                | Ikke Tilgængelig |
| Flammepunkt (° C)                                | Ikke Tilgængelig | Smag                               | Ikke Tilgængelig |
| Fordampningshastighed                            | Ikke Tilgængelig | Eksplorative egenskaber            | Ikke Tilgængelig |
| Brændbarhed                                      | Ikke Tilgængelig | Oxiderende egenskaber              | Ikke Tilgængelig |
| Øvre eksplosionsgrænse (%)                       | Ikke Tilgængelig | Overfladespænding (dyn/cm or mN/m) | Ikke Tilgængelig |
| Nedre Eksplorative Grænse (%)                    | Ikke Tilgængelig | Flygtig Komponent (%vol)           | Ikke Tilgængelig |
| Damppres (kPa)                                   | Ikke Tilgængelig | Gas gruppe                         | Ikke Tilgængelig |
| Opløselighed i vand                              | blandbare        | pH som en opløsning (1%)           | Ikke Tilgængelig |
| Dampvægtfylde (Luft = 1)                         | Ikke Tilgængelig | VOC g/L                            | Ikke Tilgængelig |
| nanoform Opløselighed                            | Ikke Tilgængelig | Nanoform Partikel Kendetegn        | Ikke Tilgængelig |
| Partikelstørrelse                                | Ikke Tilgængelig |                                    |                  |

9.2. Andre oplysninger

Ikke Tilgængelig

DEL 10 Stabilitet og reaktivitet

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 10.1.Reaktionsevne                    | Se del 7.2  |
| 10.2. KEMIKALIESTABILITET             | <ul style="list-style-type: none"><li>Tilstedeværelse af inkompatible materialer.</li><li>Produktet betragtes som stabilt.</li><li>Farlige polymerisationer vil ikke forekomme.</li></ul> |
| 10.3. Mulighed for farlige reaktioner | Se del 7.2  |
| 10.4. Tilstande der bør undgås        | Se del 7.2  |
| 10.5. Inkompatible Materialer         | Se del 7.2  |
| 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter   | Se del 5.3  |

DEL 11 Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|            |   |
|------------|---|
| Inhaleret  | <p>Indånding af dampe eller aerosoler (tåger, røg) der genereres fra materialet under normal håndtering kan være skadeligt.</p> <p>Dampe af hydrogenchlorid (HCl) udgør en fare fra selv en enkelt akut eksponering. Eksponeringer på 1300 til 2000 ppm har vist sig at være dødelige for mennesker indenfor nogle få minutter.</p> <p>Indånding af HCl kan forårsage kvælning, hoste, brændende fornemmelse og kan forårsage sårdannelse i næse, svælg og larynx. Væske i lungerne, efterfulgt af generel lungeskade kan følge.</p> <p>Indånding af HCl dampe kan forværre astma og inflammatoriske eller fibrotiske lungesygdomme.</p> <p>Høje koncentrationer forårsager nekrose af tracheal og bronkiale epitel, lungeødem, atelektase og emfysem og beskadigelse af pulmonære blodkar og leveren.</p> <p>Materialet kan forårsage irritation af luftvejene hos nogle personer. Kroppens reaktion på en sådan irritation kan forårsage yderligere skader på lungerne.</p> |
| Indtagelse | <p>Utsigtet indtagelse af materialet kan være skadeligt; dyreforsøg indikerer at indtagelse af mindre end 150 gram kan være dødelig eller kan producere alvorlige skadelige virkninger på sundheden af individet.</p> <p>Materialet kan give alvorlige kemiske forbrændinger i mundhulen og mave-tarmkanalen efter indtagelse.</p>  |
| Hudkontakt | <p>Hudkontakt med materialet kan være skadeligt; systemiske virkninger kan resultere efter indtagelse.</p> <p>Materialet kan forårsage alvorlige kemiske forbrændinger ved direkte kontakt med huden.</p> <p>Åbne sår, skadet eller irriteret hud bør ikke udsættes for dette materiale.</p> <p>Udsættelse for cyanoacrylat-dampe kan forårsage ubekvemhed såvel som tårer, næseflåd, og sløret syn. Øjenlågene kan være limet sammen.</p>  |
| Øje        | <p>Materialet kan forårsage alvorlige kemiske forbrændinger på øjet efter direkte kontakt. Dampe eller tåger kan virke ekstremt irriterende.</p> <p>Hvis anvendt på øjnene, kan dette materiale forårsage alvorlige øjenskader.</p>   |
| Kronisk    | <p>Gentagne eller langvarig udsættelse for ætsende stoffer kan resultere i erosion af tænder, inflammatoriske og ulcerøse ændringer i munden og nekrose (sjældent) i kæben. Bronkial irritation med hoste og hyppige anfald af bronkial lungebetændelse kan opstå. Mave forstyrrelser kan også forekomme. Kronisk eksponering kan resultere i eksem og / eller conjunctivitis.</p> <p>Kronisk mindre udsættelse for hydrogenchlorid (HCl) damp eller røg kan forårsage misfarvning eller erosion af tænderne, blødning i næsen og i tandkødet; og sårdannelse i de nasale slimhinder.</p> <p>Gentagne udsættelser af dyr til koncentrationer på omkring 34 ppm HCl gav ingen umiddelbare toksiske effekter.</p> <p>Arbejdere, der blev udsat for saltsyre led af gastritis og en række tilfælde af kronisk bronkitis er også blevet rapporteret.</p> <p>Gentagne eller langvarig eksponering for opløsninger af HCl kan forårsage dermatitis.</p>                             |



GFC Buffer

|   |   |   |
|---|---|---|
| GFC Buffer  | Giftighed   | IRRITATION  |
|   | Ikke Tilgængelig                                  | Ikke Tilgængelig  |
| guanidiniumthiocyanat   | Giftighed   | IRRITATION  |
|   | Dermal (kanin) LD50: >2000 mg/kg <sup>[1]</sup>   | Hud: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende) <sup>[1]</sup> |
|   | Indånding(Rat) LC50; >0.853 mg/l4h <sup>[1]</sup> |   |
|   | Oral(Rat) LD50; 474.6 mg/kg <sup>[1]</sup>        |   |
| Forklaring: 1 Værdi fås fra Europa ECHA registrerede stoffer -. Akut toksicitet 2* Value fås fra producentens msds medmindre andet er angivet, er data taget fra RTECS - Register of Toxic Effects of Chemical Substances |   |   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| GUANIDINIUMTHIOCYANAT | Materialet kan virke irriterende på øjet, og længerevarende kontakt kan forårsage betændelse. Gentagen eller langvarig udsættelse for irriteranter kan producere konjunktivitis.<br>Asthma-lignende symptomer kan fortsætte i måneds- eller årevis efter udsættelse for materialet ophører. Dette kan være pga. en ikke-allergisk tilstand kendt som reactive airways dysfunction syndrome (RADS), som kan opstå efter udsættelse for høje niveauer af et stærkt irriterende stof. Hovedkriteriet for diagnose af RADS inkluderer mangel på tidligere luftvejssygdomme i et ikke-atopisk individ, med pludselig udbrud af asthma-lignende symptomer inden for minutter eller timer af en dokumenteret udsættelse for det irriterende stof. Andre kriterier for diagnose af RADS inkluderer reversible luftstrømsmønstre på test af lungefunktion, moderat til svær bronkial hyperreaktivitet på methacholin provokationsprøvning og manglen på minimal lymfatisk betændelse uden eosinofili. RADS (eller astma) efter en irriterende inhalering er en sjælden lidelse med hyppigheder, der er relateret til koncentrationen og varigheden af udsættelsen til det irriterende stof. På den anden side er industriel bronkitis en lidelse, der opstår som følge af udsættelse på grund af høje koncentrationer af irriterende stoffer (ofte partikler) og er helt reversibel efter udsættelsen ophører. Lidelsen kendetegnes af åndedrætsbesvær, hosten og slimproduktion.<br>Materialet kan give irritation i åndedrætsorganerne, og resultere i skader på lungerne, herunder nedsat lungefunktion.<br>Materialet kan forårsage hudirritation efter længere tids eller gentagen eksponering og kan forårsage rødme, hævelse, udvikling af vesikler, afskalning og fortykkelse af den berørte hud. |
|-----------------------|--|

|  |   |                             |   |
|--|---|-----------------------------|---|
| akut toksicitet                        | ✓ | Kræftfremkaldende styrke    | ✗ |
| Hudirritation / ætsning                | ✓ | reproduktiv                 | ✗ |
| Alvorlig øjenskade / øjenirritation    | ✓ | STOT - enkelt eksponering   | ✗ |
| Respiratorisk eller Hudsensibilisering | ✗ | STOT - gentagen eksponering | ✗ |
| Mutagenicitet                          | ✗ | Aspirationsfare             | ✗ |

Forklaring: ✗ – Data enten ikke til rådighed eller ikke udfylder kriterierne for klassificering  
✓ – Data, der kræves for at gøre klassificering rådighed

11.2 Oplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

Der blev ikke fundet noget bevis for endokrine forstyrrende egenskaber i den aktuelle litteratur.

11.2.2. Andre oplysninger

Se Afsnit 11.1

DEL 12 Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

|  |                  |                       |                               |                  |                  |
|--|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| GFC Buffer   | SLUPPUNKT        | Test Varighed (timer) | arter                         | Værdi            | kilde            |
|  | Ikke Tilgængelig | Ikke Tilgængelig      | Ikke Tilgængelig              | Ikke Tilgængelig | Ikke Tilgængelig |
| guanidiniumthiocyanat  | SLUPPUNKT        | Test Varighed (timer) | arter                         | Værdi            | kilde            |
|  | NOEC(ECx)        | 504h                  | krebsdyr                      | 1.25mg/l         | 2                |
|  | EC50             | 72h                   | Alger eller andre vandplanter | 130mg/l          | 2                |
|  | EC50             | 48h                   | krebsdyr                      | 42.4mg/l         | 2                |
|  | LC50             | 96h                   | Fisk                          | ~89.1mg/l        | 2                |
| Forklaring: Uddrag fra 1. IUCLID Toksicitetsdata 2. ECHA-registrerede Stoffer - Okotoksikologiske Oplysninger - Akvatisk Toksicitet 4. USA EPA, Okotoksikologisk Database - Akvatisk Toksicitetsdata 5. ECETOC Akvatisk Farevurderingsdata 6. NITE (Japan) - Biokoncentrationsdata 7. METI (Japan) - Biokoncentrationsdata 8. Leverandordata |                  |                       |                               |                  |                  |

Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  
Lad IKKE produktet komme i kontakt med overfladevand eller til tidevandsområder under middelværdien for højt vand. Foruren ikke vand ved rengøring af udstyr eller bortskaffelse af udstyrets vaskevand.  
Affald fra brug af produktet skal bortskaffes på stedet eller på godkendte affaldssteder.  
**HÆLD IKKE ud i kloaker eller vandveje.**

12.2. Vedholdenhed og nedbrydelighed

|            |                         |                    |
|------------|-------------------------|--------------------|
| Ingrediens | Vedholdenhed: Vand/Jord | Vedholdenhed: Luft |
|------------|-------------------------|--------------------|



GFC Buffer

| Ingrediens | Vedholdenhed: Vand/Jord                       | Vedholdenhed: Luft                            |
|------------|---|---|
|            | Ingen data tilgængelige for alle ingredienser | Ingen data tilgængelige for alle ingredienser |

12.3. Bioakkumulationspotentiale

| Ingrediens | bioakkumulering                               |
|------------|---|
|            | Ingen data tilgængelige for alle ingredienser |

12.4. Mobilitet i jord

| Ingrediens | Mobilitet                                     |
|------------|---|
|            | Ingen data tilgængelige for alle ingredienser |

12.5. Resultater af PBT og vPvB vurderinger

|                           | P                | B                | T                |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Relevant data tilgængelig | ikke tilgængelig | ikke tilgængelig | ikke tilgængelig |
| PBT                       | ✗                | ✗                | ✗                |
| vPvB                      | ✗                | ✗                | ✗                |
| PBT kriterier opfyldt?    | ingen            |                  |                  |
| vPvB                      | ingen            |                  |                  |

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Der blev ikke fundet noget bevis for endokrine forstyrrende egenskaber i den aktuelle litteratur.

12.7. Andre negative virkninger

Der blev ikke fundet noget bevis for, at ozonudtømmende egenskaber blev fundet i den aktuelle litteratur.

DEL 13 Overvejelser vedrørende bortskaffelse

13.1. Affaldsbehandlingsmetoder

|                              |  |                  |
|------------------------------|--|------------------|
| Produkt/emballageafskaffelse | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Beholdere kan stadig være farlige på grund af kemiske stoffer, selv når de er tomme.</li><li>▶ Send tilbage til leverandøren til genbrug / genanvendelse hvis det er muligt.</li></ul> Otherwise: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Hvis beholderen ikke kan renses godt nok til at sikre, at restprodukterne ikke forsvinder, eller hvis beholderen ikke kan bruges til at gemme det samme produkt, så punkter beholderen for at forhindre genbrug, og begrav den på et godkendt deponeringsanlæg.</li><li>▶ Behold så vidt muligt alle advarsler og SDS og følg alle guidelines der omhandler produktet.</li></ul> Lovgivning om krav til udsmidning af affald afviger fra land til land og mellem stater og / eller områder. Hver bruger må henvise til love, der er gyldige i deres område. I nogle områder, skal visse typer affald spores.<br>Et Hierarchy of Controls lader til at være meget almindeligt - brugeren bør undersøge: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Reduktion</li><li>▶ Genanvendelse</li><li>▶ Genbrug</li><li>▶ Afskaffelse (hvis alt andet fejler)</li></ul> Dette materiale kan genbruges, hvis ubrugt, eller hvis det ikke har været forurenat, således at det er uegnet til dets påtænkte brug. Hvis det har været forurenat, kan det være muligt at genvinde produkt ved filtrering, destillation eller på anden måde. Opbevaringstids overvejelser bør også gøres når der skal træffes beslutninger af denne type. Bemærk, at et materiales egenskaber kan ændre sig som følge af brug, og genanvendelse eller genbrug er måske ikke altid muligt. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ <b>UNDGÅ at lade vand brugt til vask eller rens, eller vand der har været brugt i udstyr løbe ned i afløbene.</b></li><li>▶ Det kan være nødvendigt at indsamle alt vaskevand til behandling inden det smides væk.</li><li>▶ I alle tilfælde kan udsmidning i kloak omfattet af lokale love og regler, og disse bør tages i betragtning først.</li><li>▶ Hvis der hersker tvivl, så kontakt den ansvarlige myndighed.</li><li>▶ Genbrug hvis det er muligt eller kontakt producenten vedrørende genbrugsmuligheder.</li><li>▶ Kontakt State Land Waste Management Authority om udsmidning.</li><li>▶ Brænd eller begrav restprodukter et godkendt sted.</li><li>▶ Genbrug beholdere hvis det er muligt, eller smid dem ud på et godkendt deponeringsanlæg.</li></ul> |                  |
|                              | Muligheder for afskaffelse af affald   | Ikke Tilgængelig |
|                              | Muligheder for afskaffelse af kloakering   | Ikke Tilgængelig |

DEL 14 Transport information

Etiketter Krævet

|                |     |
|----------------|-----|
|                |     |
| Havforurenende | nej |

Landtransport (ADR): IKKE REGULERET TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

|  |                 |
|--|-----------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer          | Ikke Anvendelig |
| 14.2. UN korrekte forsendelsesbetegnelse | Ikke Anvendelig |

GFC Buffer

|   |                             |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|
| 14.3. Transportfareklasse(r)              | Klasse                      | Ikke Anvendelig |
|   | Sekundære farer             | Ikke Anvendelig |
| 14.4. Emballagegruppe                     | Ikke Anvendelig             |                 |
| 14.5. Miljøskade                          | Ikke Anvendelig             |                 |
| 14.6. Særlige forholdsregler for brugeren | Fareidentifikation (Kemler) | Ikke Anvendelig |
|   | Klassifikationskode         | Ikke Anvendelig |
|   | Faremærkning                | Ikke Anvendelig |
|   | Særlige bestemmelser        | Ikke Anvendelig |
|   | begrænset mængde            | Ikke Anvendelig |
|   | Tunnelrestriktionskode      | Ikke Anvendelig |

Lufttransport (ICAO-IATA / DGR): IKKE REGULERET TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 14.1. UN Nummer                           | Ikke Anvendelig   |                 |
| 14.2. UN korrekte forsendelsesbetegnelse  | Ikke Anvendelig   |                 |
| 14.3. Transportfareklasse(r)              | ICAO/IATA Klasse  | Ikke Anvendelig |
|   | ICAO / IATA Sekundære farer   | Ikke Anvendelig |
|   | ERG Kode  | Ikke Anvendelig |
| 14.4. Emballagegruppe                     | Ikke Anvendelig   |                 |
| 14.5. Miljøskade                          | Ikke Anvendelig   |                 |
| 14.6. Særlige forholdsregler for brugeren | Særlige bestemmelser  | Ikke Anvendelig |
|   | Emballeringsinstruktioner Kun Fragt                                 | Ikke Anvendelig |
|   | Kun Fragt Maksimum Mængde/pakke                                     | Ikke Anvendelig |
|   | Passager og Fragt Emballeringsinstruktioner                         | Ikke Anvendelig |
|   | Passagerer og Gods Maksimum Mængde/Pakke                            | Ikke Anvendelig |
|   | Passager-og fragttakster Begrænsede Mængder Emballeringsforskrifter | Ikke Anvendelig |
|   | Passagerer og Gods Begrænset Mængde Maksimum Mængde/Pakke           | Ikke Anvendelig |

Søtransport (IMDG-kode / GGVSee): IKKE REGULERET TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

|   |                      |                 |
|---|----------------------|-----------------|
| 14.1. UN Nummer                           | Ikke Anvendelig      |                 |
| 14.2. UN korrekte forsendelsesbetegnelse  | Ikke Anvendelig      |                 |
| 14.3. Transportfareklasse(r)              | IMDG Klasse          | Ikke Anvendelig |
|   | IMDG Sekundære farer | Ikke Anvendelig |
| 14.4. Emballagegruppe                     | Ikke Anvendelig      |                 |
| 14.5. Miljøskade                          | Ikke Anvendelig      |                 |
| 14.6. Særlige forholdsregler for brugeren | EMS nummer           | Ikke Anvendelig |
|   | Særlige bestemmelser | Ikke Anvendelig |
|   | Begrænsede Mængder   | Ikke Anvendelig |

Indre vandveje (ADN): IKKE REGULERET TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

|   |                      |                 |
|---|----------------------|-----------------|
| 14.1. UN Nummer                           | Ikke Anvendelig      |                 |
| 14.2. UN korrekte forsendelsesbetegnelse  | Ikke Anvendelig      |                 |
| 14.3. Transportfareklasse(r)              | Ikke Anvendelig      | Ikke Anvendelig |
| 14.4. Emballagegruppe                     | Ikke Anvendelig      |                 |
| 14.5. Miljøskade                          | Ikke Anvendelig      |                 |
| 14.6. Særlige forholdsregler for brugeren | Klassifikationskode  | Ikke Anvendelig |
|   | Særlige bestemmelser | Ikke Anvendelig |
|   | Begrænset mængde     | Ikke Anvendelig |
|   | Nødvendigt udstyr    | Ikke Anvendelig |
|   | Brand kegler nummer  | Ikke Anvendelig |

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

14.7.1. Massetransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke Anvendelig

14.7.2. Transport i bulk i overensstemmelse med MARPOL bilag V og IMSBC kode

| Produkt navn          | Gruppe           |
|-----------------------|------------------|
| guanidiniumthiocyanat | Ikke Tilgængelig |

14.7.3. Transport i bulk i overensstemmelse med IGC-koden

| Produkt navn          | Ship Type        |
|-----------------------|------------------|
| guanidiniumthiocyanat | Ikke Tilgængelig |

DEL 15 Lovpligtige oplysninger

15.1. Sikkerhed, sundhed og miljømæssige regler / særlig lovgivning for stoffet eller blandingen

guanidiniumthiocyanat findes på følgende forskriftslistes

Den Europæiske Union - europæisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske stoffer (EINECS)

Den europæiske Union (EU) Forordning (EF) Nr 1272/2008 om Klassificering, Mærkning og Emballering af Stoffer og Blandinger - Bilag VI

Europa EF-fortegnelsen

Europa Europæisk toldfortegnelse over kemiske stoffer

Yderligere Reguleringsoplysninger

Gælder ikke

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med følgende EU-lovgivning og dens tilpasning - så vidt det er relevant -: Direktiver 98/24 / EF, - 92/85 / EØF, - 94/33 / EF, - 2008/98 / EF, - 2010/75 / EU; Kommissionens forordning (EU) 2020/878; Forordning (EF) nr 1272/2008 som opdateres via ATP.

Oplysninger i henhold til 2012/18/EU (Seveso III):

| Seveso Kategori | Ikke Tilgængelig |
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandøren har ikke gennemført en kemikaliesikkerhedsvurdering for dette stof/denne blanding.

ECHA RESUMÉ

| Ingrediens            | CAS nummer | Indeksnr.    | ECHA Dossier     |
|-----------------------|------------|--------------|------------------|
| guanidiniumthiocyanat | 593-84-0   | 615-004-00-3 | Ikke Tilgængelig |

| Harmonisering (C & L Inventory) | Fareklasse og kategori kode (r)  | Piktogrammer Signalord Code (s) | Faresætningskode (s)                           |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 1                               | Acute Tox. 4; Acute Tox. 4; Skin Corr. 1C; Eye Dam. 1; Acute Tox. 4; Aquatic Chronic 3                             | GHS05; Dgr                      | H302; H312; H332; H314; H412                   |
| 2                               | Acute Tox. 4; Skin Corr. 1C; Eye Dam. 1; Aquatic Chronic 3; Acute Tox. 3; Acute Tox. 3; Aquatic Acute 3; STOT SE 3 | GHS05; Dgr; GHS06; GHS08        | H312; H314; H412; H301; H331; H402; H318; H335 |

Harmonisering Kode 1 = Den mest udbredte klassifikation. Harmonisering Code 2 = den strengeste klassificering.

Nationale opgørelse status

| Kemisk opgørelse                                    | Status   |
|---|--|
| Australien - AIIC / Australien Ikke-industriel brug | Ja   |
| Canada - DSL  | Ja   |
| Canada - NDSL                                       | Ingen (guanidiniumthiocyanat)  |
| Kina - IECSC  | Ja   |
| Europa - EINEC / ELINCS / NLP                       | Ja   |
| Japan - ENCS  | Ingen (guanidiniumthiocyanat)  |
| Korea - KECI  | Ingen (guanidiniumthiocyanat)  |
| New Zealand - NZIoC                                 | Ja   |
| Filippinerne - PICCS                                | Ja   |
| USA - TSCA  | Ja   |
| Taiwan - TCSI                                       | Ja   |
| Mexico - INSQ                                       | Ingen (guanidiniumthiocyanat)  |
| Vietnam - NCI                                       | Ja   |
| Rusland - FBEPH                                     | Ja   |
| Forklaring:   | Ja = Alle ingredienser er på lager<br>Nej = En eller flere af de CAS -listede ingredienser findes ikke på lageret. Disse ingredienser kan være undtaget eller kræver registrering. |

DEL 16 Andre oplysninger

GFC Buffer

|                  |            |
|------------------|------------|
| Revisions dato   | 07/05/2024 |
| oprindelige dato | 19/01/2021 |

Fuld tekst Risiko og Hazard koder

|      |   |
|------|---|
| H301 | Giftig ved indtagelse.                  |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade.          |
| H331 | Giftig ved indånding.                   |
| H335 | Kan forårsage irritation af luftvejene. |
| H402 | Skadelig for vandlevende organismer     |

SDS-versionsoversigt

| Version | Dato for opdatering | Afsnit Opdateret  |
|---------|---------------------|---|
| 6.11    | 06/05/2024          | Fysiske og kemiske egenskaber - Udseende, Fareidentifikation - Klassifikation |

Andre oplysninger

Klassifikationen af præparatet og dets individuelle komponenter er baseret på officielle og autoritative kilder samt uafhængig gennemgang af Chemwatch Classification-komiteén ved brug af tilgængelige litteraturreferencer.

Sikkerhedsdatabladet (SDS) er et værktøj til farekommunikation og bør bruges til at hjælpe med risikovurderingen. Mange faktorer bestemmer, om de rapporterede farer udgør risici på arbejdspladsen eller andre steder. Risici kan bestemmes ved henvisning til eksponeringsscenarioer. Skalaen af brug, hyppigheden af brug og aktuelle eller tilgængelige tekniske kontroller skal overvejes.

Definitioner og akronymer

- PC - TWA: Tilladelig Koncentration - Tidsvægtet gennemsnit
- PC - STEL: Tilladelig Koncentration - Kortvarig Eksponerings Grænse
- IARC: Det Internationale Agentur for Kræftforskning
- ACGIH: Amerikansk Konference af Statslige Industri Hygiejnere
- STEL: Kortvarig Eksponerings Grænse
- TEEL: Midlertidig Nødsituation Eksponering Grænse
- IDLH: Umiddelbart Farligt for Liv Eller Sundhed Koncentrationer
- ES: Eksponerings Standard
- OSF: Lugt Sikkerheds Faktor
- NOAEL: Ingen Observeret Skadelig Virkning Niveau
- LOAEL: Laveste Observeret Skadelig Virkning Niveau
- TLV: Tærskel Grænse Værdi
- LOD: Grænse Af Påvisning
- OTV: Lugt Tærskel Værdi
- BCF: Biokoncentration Faktorer
- BEI: Biologisk Eksponering Indeks
- DNEL: Afledt ingen-effekt niveau
- PNEC: Forventet ingen effekt koncentration
- AIIC: Australsk Opgørelse over Industri Kemikalier
- DSL: Indenlandske Stoffer Liste
- NDSL: Ikke-Indenlandske Stoffer Liste
- IECSC: Opgørelse over Eksisterende Kemiske Stoffer i Kina
- EINECS: Europæisk Opgørelse over Eksisterende Kommercielle Kemiske Stoffer
- ELINCS: Europæisk Liste over Anmeldte Kemiske Stoffer
- NLP: Ikke-længere Polymerer
- ENCS: Eksisterende og Nye Kemiske Stoffer Opgørelse
- KECI: Korea Eksisterende Kemikalier Opgørelse
- NZIoC: New Zealand Opgørelse af Kemikalier
- PICCS: Filippinske Opgørelse over Kemikalier og Kemiske Stoffer
- TSCA: Lov om Kontrol med Giftige stoffer
- TCSI: Taiwan Opgørelse over Kemiske Stoffer
- INSQ: National Opgørelse over Kemiske Stoffer
- NCI: National Kemisk Opgørelse
- FBEPH: Russisk Register over Potentielt Farlige Kemiske og Biologiske Stoffer

Klassificering og procedure, der bruges til at udlede klassificeringen for blandinger i henhold til regulering (EC) 1272/2008 [CLP]

| Klassificering i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008 [CLP] og ændringer | Klassificeringsprocedure |
|--|--------------------------|
| Akut Giftighed (Oral) Kategori 4, H302                                       | På baggrund af testdata  |
| Akut Giftighed (Dermal) Kategori 4, H312                                     | På baggrund af testdata  |
| Hudætsning/irritation Kategori 1A, H314                                      | Ekspert bedømmelse       |
| Alvorlig Øjenskade Kategori 1, H318  | Ekspert bedømmelse       |
| Akut Giftighed (Inhalation) Kategori 4, H332                                 | På baggrund af testdata  |
| Kronisk Skade for Vandmiljø Kategori 3, H412                                 | Beregningsmetode         |
| , EUH032   | På baggrund af testdata  |

## GFC Buffer

Drevet af AuthorITe, fra Chemwatch.